



MEDIGOR
www.gyogyszati.hu

MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI

Ápolási - rehabilitációs - segédeszköz katalógus

2013

www.gyogyszati.hu

A mozgásban neheztettek számára számtalan terméket javasunk, amely újdonságot jelenthet:

TRANSPORT KEREKESZÉKEK: négy kisebb méretű kerékkel ellátott olyan szék, amelyet önmaga a beteg hajtani nem tud, de mégis számtalan előnnyel rendelkezik: kis helyigény, kicsire összecukható, utazáskor-bevásárláshoz kiváló útítárs, segítő személy számára könnyű mozgathatóság. **SZÍNES JÁRÓBOTOK:** elegáns megjelenést biztosít a használójának, feltűnést nem keltve nyújt biztonságérzetet.

UTRAKÖNNYŰ ROLLÁTOR: szerkezeténél fogva a hagyományos rollátorokhoz képest könnyebben mozgathatóak és felszereltek bottartóval, tálcával, kosárral, háttámasszal.

Állítható acél járóbot GoSafe 75-98 cm kód: U00007346

94-117 cm kód: U00007347



6.700 Ft

Acél szerkezetű, nagyon tartós, nagy teherbírású, állítható magasságú járóbot. A feltüntetett termékkódok előtt az állítási magasság található. 26 mm vastagságú az acél váz, Fekete színterézett. Nyakban úgy hajlított, hogy a terhelés pont a tengelyre esik. 10 lépésben állítható a magasság. Csúszásmentes markolat, guma lábvégek, és csuklópánt teszi még biztonságosabbá a használatát.

Anatómiai fogantyús járóbot

kód: 10339



Anatómiai kiképzésű fogantyúval ellátott járóbot. Anyaga alumínium. Az egész tenyeret alátámasztó, anatómiai kiképzésű fogantyú, így nagyobb teher helyezhető rá. Állítható magasság nyomógomb segítségével. Magasság: 73-97 cm. Terhelhetőség: 135 kg. Szín: fekete.

Összecukható járóbot

kód: WS0015SRT



2.700 Ft

Ez az ötletes járóbot néhány „pattanással” összeállítható és néhány mozdulattal kicsire összecukható, így táskába, zsebbe, zacskóba elhelyezhető. Fekete színű, alumínium váz, gumivég, műanyag T fogantyú. Extra tartós. Maximális terhelhetőség: 135 kg. T markolattal ellátott.

Gél markolatú járóbot

kód: 10370BC



5.500 Ft

Puhított markolattal ellátott állítható, alumínium, összecukható, színes járóbot. Gél markolatának köszönhetően enyhíti a kézre nehezedő nyomást és fáradtságot, komfortosabb érzést nyújt. Markolat színe szürke. Bot színe választható: márványcék / márványvörös / fekete. 4 részes, összecukható (könnyen hordozható, tárolható, akár közlekedési eszközökön is). Állítható magasság 2,5 cm-es fokozatokban (81- 94 cm magasságig). Műanyag hord táska. Terhelhetősége: 135 kg. Biztonsági csuklópánttal ellátva.

Kampós fa járóbot

kód: U00003417



1.750 Ft

Lakk borítású elegáns járóbot Könnyű használat. Tartós lakk borítással. Ajtónyitáskor a sétabot hajlított végét karunkra akaszthatjuk. Magassága: 90 cm. Súly: 300 g. Maximális terhelhetőség: 100 kg.

T-markolatú fa járóbot

kód: U00003418



2.630 Ft

Lakk borítású elegáns járóbot T markolattal. Könnyű használat. Tartós lakk borítással. Ajtónyitáskor a sétabot hajlított végét karunkra akaszthatjuk. Magassága: 90 cm. Súly: 300 g. Maximális terhelhetőség: 100 kg.

Összecukható színes járóbot

kód 10304CANE



6.300 Ft

Könnyű, alumínium összecukható sétabot. Színeivel eleganciát kölcsönöz használójának. Egyszerű tárolás: 4 rétté hajlítható. 2,5 centiméterenként állítható magasság 83-93 cm között. Tetszetős T alakú fogantyú. Tartozékok: műanyag hordtáska, csuklószalag. Választható színek: ezüstháló / fekete hullám / vörös spirál / kék spirál / fekete spirál / kék háló / amőba / skót mintás / kék jég. 135kg-ig terhelhető.

Állítható alumínium színes járóbot

kód 10335CANE



4.250 Ft

Vonzó T fogantyús, állítható magasságú elegáns járóbot sárgaréz gallérral. Állítható magasságú. Csukló rögzítő biztosítja a nagyobb biztonságot. 2,5 cm-es alumínium ötvözetet a kis súly érdekében. Fogantyú magasság: 77,5 - 100 cm. Hangtompító gumi botvég. Maximális terhelhetőség 135 kg. Színek: fekete, kockás, bronz hullámok, kék ciklon, fehér pöttyös, toll mintázat.

Nágy lábú járóbot

kód:ws016



4.600 Ft

Állítható magasságú, keskeny lábú járóbot. Könnyű alumínium váz a felső borszakaszon, tartós acél váz a felső borszakaszon. A lábak közti távolság szimmetrikus, azaz 45 fok, de a kisméretű lábak miatt járási akadályt nem okoznak. Hattyú alakú ívelt nyaknak köszönhetően a használó közvetlenül a tengelyre helyezi a súlyát. Külső-belső használatra. Súly: 0,7 kg. Terhelhetőség: 125 kg. Állítható magasság: 66-93 cm (11 fokozatban). Fogantyú: csúszásmentes, műanyag, szürke, 11,5 cm hosszú.

Járóbot pihenő üléssel

kód:10365-adj



Praktikus segédeszköz azok számára, akik elfáradva a járástól le szeretnének ülni. Járóbotként és székként is funkcionál. Elegáns kivitel, réz színű. Súly: 1,1 kg, terhelhetőség: 115 kg. Ülés magasság 5 fokozatban állítható, ülésmagasság tartománya: 48-55 cm fogantyú magassága a talajtól összecukva: 87-97 cm üléssel mérete: 21x26 cm ülőlap anyaga: fekete műanyag érdesített felülettel ülés előtti fogantyú-rúd hossza: 33 cm

Gumivég járóbotra

18 mm szürke fémfűtéses kicsi kód: U00002349
18 mm szürke fémfűtéses nagy kód: U00009093
22 mm szürke fémfűtéses nagy kód: U00004024



Termék leírása:
- járókeret, bot és más segédeszközök talpára alkalmas
- tartós
- fémfűtéses: nem szúrja ki a bot a végét
- szürke: nem fogja meg a burkolatot
- magassága: 5,6 cm
- szélessége: 45 mm
- belső átmérő 18/22 mm

150 / 150 / 190 Ft

Járóbot csuklópánt

kód: wsa001



Egy hasznos kis pánt, mely meggátolja a járóbot eldőlését, és elvesztését. Könnyű és rugalmas pánt, könnyen rögzíthető a bothoz. A zsinór tartja a csuklón a botot, ha elengedi a markolatát. Kényelmes, diszkrét viselet, a botra rugalmas gyűrűvel rögzíthető. Hossza: 31 cm.

1.140 Ft

Nagy teherbírású járókeret 180 kg-ig

kód: wa008



Összecsukható stapabíró járókeret. Beltéri és kültéri használatra. Megkönnyíti a gyaloglást. Kényelmes és biztonságos járást biztosít használójának. Kényelmes fogantyúk. 4 lába gumivéggel záródik. Összecsukható (könnyen tárolható és szállítható)- Könnyű alumínium váz szerkezet- Állítható magasság 81-99 cm. Szélesség: 56 cm. Mélység: 50 cm. Súly 3 kg. Terhelhetőség: 180 kg.

9.100 Ft

Izületbarát járókeret

kód: 10224-4



Összecsukható, vinyl kontúros markolat. Nagyobb kényelem, tartós masszív alumínium szerkezet. Összecsukást megkönnyítő karral ellátott járókeret, amely segítséget jelent a csökkent kezűgyességű betegek számára is. Az összecsukó kar nagy igénybevételre tervezett. Könnyű, mindössze 3 kg. Szélesség: 61 cm. Mélység: 51 cm. Magasság: 81-99 cm. Önsúly: 3 kg. Terhelhetőség: 160 kg.

9.500 Ft

Kétkerekű járókeret

kód: wa009



Masszív alumínium szerkezet. Könnyen összecsukható, praktikus tárolhatóság. Kültéri és beltéri használatra egyaránt. Használatával a járás egyenletesebb, gördülékenyebb. Felhasználó felőli oldalon gumi véggel ellátott lábak. Kényelmes markolat. Nagy teherbírás, állítható magasság. Szélesség 64 cm, mélység 51 cm, magasság 80-98 cm (előlűző kerekű lábak is állíthatóak). Tömege 3 kg. Terhelhetőség 180 kg.

11.000 Ft

Ülőlapos kétkerekű járókeret

kód: 10233




Masszív, préselt alumínium szerkezet. Az ülőlap felhajtható, így a járáskor nem zavaró. Könnyen összecsukható. Puha, kényelmes háttámla. Kültéri és beltéri használatra egyaránt. Használatával a járás egyenletesebb, gördülékenyebb. Fékezhető lábak, állítható magasság. Szélesség 69cm Mélység 55 cm, magasság 81-102 cm. Tömege 3,6 kg. Terhelhetőség 135 kg.

28.800 Ft

Járóbot tartó

kód: wsa002



Segítségével a bot könnyen az asztalhoz támasztható. Csúszásmentes gumibetéjének köszönhetően nem csúszik meg a sima felületen. Praktikus, kis helyen elfér. Járóbotra rögzíthető, így nem kallódik el. Szerelést nem igényel, csak rá kell pattintani a bot testére.

1.120 Ft

LUXUS könyökmarkó

kód: 10452-1



Alumínium szerkezetű. PVC fogantyúk. Duplán állítható magasság: markolat és botvég, valamint markolat és a könyöktámasz közötti távolság. Nyomógombos beállítás segítségével könnyen állítható magasság 2,5 cm-ként. Szürke gumi botvég. Markolat magasság a talajtól: 65-91 cm. Könyökmandzsetta és a markolat közötti távolság: 22-29 cm karméretre. Terhelhetőség 127 kg. A feltüntetett ár 1 db könyökmarkó ára.

3.520 Ft

Lépegető járókeret

kód: wa014



Összecsukható és lépegető funkcióval ellátott járókeret. Állítható magasságú lábak. Könnyű alumínium váz. Beltéri és kültéri használatra egyaránt. Használatával a járás egyenletesebb, folytonosabb, mivel a jobb illetve bal oldali lábak haladkoznak a talajon maradnak előre haladaskor. Könnyen szállítható, és tárolható (összecsukható). Kényelmes fogantyú. Klip segítségével a lépegető keretet könnyedén fixé alakíthatjuk. Szélesség 50 cm, hossza: 50 cm, magasság: 78-88 cm. Súly: 3 kg. Terhelhetőség: 180 kg.

10.500 Ft

Felállító járókeret

kód: wa003



Járókeret, és kapaszkodó egyben. Azoknak ajánljuk, akiknek nehezen megy a felállítás. Idős korban, műtétek után. Szélesség: 58 cm. Mélység: 53 cm. Magasság min.: 79-93 cm. Magasság max.: 98 cm. Tömege: 2,7 kg. Terhelhetősége: 135 kg.

14.600 Ft

Összecsukható kétkerekű járókeret

kód: 10263KDR



Méretének 1/4-re összecsukható. Két oldalsó, nagyméretű tároló zseb. Könnyen kihajtható. A csomag tartozéka az igényes hordtáska. Teljes mélység 38 cm, teljes szélesség 68 cm. Markolatok közötti belső méret: 42 cm. Állítható magasság: 76-94 cm. Önsúly: 3,6 kg. Terhelhetőség: 100 kg. Szín: vörös metál.

15.500Ft

Pérmium négykerekű járókeret

kód: 10230



Masszív alumínium váz kék márványozottra festve. Felhajtható műanyag ülés, rajta fogantyú, amely az összecsukott termék kézi szállítására alkalmas. Könnyen összecsukható. Az összecsukás egy biztonsági csap meghúzásával végezhető oldalanként. Puha, kényelmes, textil-műanyag háttámla. Kültéri és beltéri használatra egyaránt. A négy kerek közül a két első bolygókeréként és fixált kereként is használható. A két hátsó kerék fékezhető és parkoló-fék állásba rakható. Használatával a járás egyenletesebb, gördülékenyebb. Állítható magasság mind a négy lábon 5 fokozatban. Szélesség 70 cm, hosszúság 60 cm, magasság 79-91 cm. Tömege 5 kg. Terhelhetőség 135 kg. Ülőlap méretei: 47x33 cm.

36.300 Ft

Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186

ROAD rollátor bottartóval

kód: U00007094



15.500 Ft

Belső és külső használatra alkalmas rollátor. Könnyen összecukható. Kétfunkciós fékkar: lassító fék és parkoló fékállás. Terhelhetőség: 120 kg. Kosár és a tálca egyszerűen felhelyezhető. Állítható magasságú fogantyúk, anatómiai fogantyús markolat. Fényvisszaverő csíkok elöl és hátul. Alaptartozék a bottartó. Teljes hossz: 61 cm, teljes szélesség: 59 cm. Hátsó kerekek közötti távolság: 41 cm. Fogantyúk közötti távolság: 42 cm. Markolat magassága a talajtól: 81-94 cm. Ülőlap magassága: 60 cm, ülőlap szélessége: 41 cm. Összecsukva a méretei: 85x57x21 cm. Kerék méretei: 20 cm x 3,7 cm. Súly: 8,8 kg. Szín: ezüst.

MIGO keskeny kerekű rollátor

kód: U00006026



21.300 Ft

Középsúlyú rollátor: 8,9 kg. Kb. 25% könnyebb a standard rollátorokhoz képest. Külső és belső használatra egyaránt. Kétfunkciós fékkar: stopp funkció, lassítás funkció. Egy mozdulattal összecukható. Alaptartozéka a kosár és a tálca. Összecsukódás elleni biztonsági zár. Teljes szélesség: 56,5 cm. Teljes hossz: 60 cm. Beülő szélesség: 43 cm. Ülőlap méretei: 26 cm mély x 38 cm széles. Ülőfelület magassága a földtől: 60 cm. Fogantyú magassága állítható: 80-94 cm. Tömör kerekek: 35 mm széles. Terhelhetőség: 130 kg. Rendelhető tartozékok: 1, járóbot tartó 2, lábtámasz az első kerekek megemeléséhez.

MIGO széles kerekű rollátor

kód: U00006027



21.900 Ft

Középsúlyú rollátor: 9,9 kg. Kb. 15% könnyebb a standard rollátorokhoz képest. Külső és belső használatra egyaránt. Kétfunkciós fékkar: stopp funkció, lassítás funkció. Egy mozdulattal összecukható. Alaptartozéka a kosár és a tálca. Összecsukódás elleni biztonsági zár. Számtalan fényvisszaverővel ellátott. Teljes szélesség: 58 cm, teljes hossz: 60 cm. Beülő szélesség: 43 cm. Ülőlap méretei: 26 cm mély x 38 cm széles. Ülőfelület magassága a földtől: 60 cm. Fogantyú magassága állítható: 80-94 cm. Tömör kerekek: 35 mm széles. Terhelhetőség: 130 kg. Rendelhető tartozékok: 1, járóbot tartó 2, első kerék megemelő, akadálymentesítő adapter.

CRISTALLO rollátor

kód: U00006028



19.500 Ft

Standard súlyú négykerekű rollátor: 10,8 kg, fém váz. Összecsukható. Kültéri és beltéri használatra egyaránt. 130 kg-ig terhelhető. Kétfunkciós fékkar: stopp funkció (tartós befékezés), lassítás funkció nagy tartományban. Állítható markolatok: 79-99,5 cm. Teljes szélesség: 61 cm. Ülőlap magassága: 61 cm, ülőlap mérete: 38x16 cm. Kerék szélesség: 5 cm. Összecsukódás elleni biztonsági zár. Rendelhető tartozékok: első kerék megemelő, akadálymentesítő adapter, járóbot tartó.

GIGO ultrakönnnyű rollátor

kód: U00006029



23.500 Ft

Ultrakönnnyű rollátor: 6,6 kg. Alumínium váz műanyag kiegészítővel. Anatómiai fogantyú: az ujjaknak kialakított hely. Külső és belső használatra egyaránt. Kétfunkciós fékkar: stopp funkció (tartós befékezés), lassítás funkció. Egy mozdulattal összecukható: az ülőfelületen található markolat felemelésével összecukható és könnyedén és biztonságosan felemelhető. Alaptartozéka a kosár, a tálca és a háttámasz. Számtalan fényvisszaverővel ellátott. Teljes szélesség: 63 cm, teljes hossz: 61 cm. Beülő szélesség: 45 cm. Ülőlap méretei: 26 cm mély x 38 cm széles. Ülőfelület magassága a földtől: 54 cm. Fogantyú magassága állítható: 83-93,5 cm. Tömör kerekek: 35 mm széles. Terhelhetőség: 120 kg. Rendelhető tartozékok: 1, járóbot tartó.

DIAMOND DELUX rollátor-kerekesszék kód: U00006032



49.990 Ft

Könnyedén átalakítható rollátorból transport kerekesszéké. Ajánlott azok számára, akik képesek rollátor használatra, de időszakosan transport kerekesszékre van szükségük. Egy mozdulattal eltávolíthatóak a lábtartók, így csak rollátorként funkcionál. Egy mozdulattal eltávolítható kerekek, kényelmes szövet ülés, könnyedén eltávolítható hordtáska. Széles tartományban állítható markolat: 77-94,5 cm. Ülés magassága 54 cm, szélesség 64 cm, hossz 74 cm. Terhelhetőség: 135 kg. Utazótáska terhelhetősége: 5 kg. Súly: 8,8 kg. Kerék szélessége: 30 mm. Ülés nagysága: 40x19 cm. A csomag tartalmazza a hordtáskát.

Háromkerekű acél rollátor

kód: Tw010



18.400 Ft

Acél vázszerkezet: króm váz. 3 kerekű rollátor kültéri és beltéri használatra. Könnyen irányítható. Hurok fékek: lassító és parkoló fékezési pozíció. Tömörgumi-könnnyű kerekek. Könnyen tárolható, összecukható. Tartozékok: praktikus tároló zsák. Rendelhető tartozék: kosár, tálca. Állítható magasságú markolatok 80-91 cm. Műbőr, fekete, cipzáros hordtáska a kormány között. Kosár, ami levehető (külön rendelhető). Mérete: 24 cm széles x 25 cm hossz x 10 cm mély. Szélesség: 65 cm. Hossz: 58 cm. Magasság: 80-91 cm. Tömeg: 7 kg. Maximális terhelhetőség: 115 kg.

Háromkerekű alumínium rollátor

kód: TW008



19.500 Ft

3 kerekű járókeret. Súly: 4,7 kg. 17,8 cm átmérőjű ultrakönnnyű kerekek. Külső és belső használatra. Vynil hordtáska. Ízület barát fékkarok. Állítható magasságú markolat rudak. Könnyen összecukható. Szélesség: 61 cm, hossza: 56 cm. Markolat magassága 83-93 cm. Terhelhetőség: 115 kg. Festett alumínium váz (bordó, illetve kék). Külön rendelhető a két kormány közé helyezhető kosár.

Összecukható transport kerekesszék kód: TR-39ESV



38.000 Ft

Betegszállító kerekesszék. Kétsúlyú acél szerkezetű TRANSPORT kerekesszék. Beltéri és mérsékelt külső használatra. Könnyű acél váz. Összecukható a könnyebb tárolás, és szállításért. Lehajtható háttámasz, felhajtható lábtartók. Biztonsági öv, párnázott kartámaszok. Könnyen tisztítható tartós nylon kárpit. Szélesség nyitva: 50 cm, csukva: 20 cm. Hossz: 84 cm, magasság: 99 cm. Ülés: 48x40cm, ülés magasság: 48 cm. Önsúly: 12 kg. Terhelhetőség: 115 kg. Könnyen hordozható kis súlya és összecukhatósága miatt. Maximum 115 kg-ig terhelhető.

Transport kerekesszék kézfékkal

kód: EXP19BL



46.100 Ft

Betegszállító kerekesszék. Könnyen szállítható, tárolható, összecukható. Párnázott kartámasz, képtartós biztonsági öv. Tömör gumikerekek, levehető lábtartók. Tartós, könnyen tisztítható nylon kárpit. Ízületbarát kézfékek. Szélesség kinyitva: 53 cm, összecukva: 31 cm. Hossz: 89 cm, magasság: 99 cm. Ülés: 48x40 cm, ülés magasság: 48 cm. Önsúly: 10,7 kg. Terhelhetőség: 135 kg.

TRAVELLIGHT kerekesszék hordtásával

kód: TC005



49.100 Ft

Ideális eszköz betegek, idős emberek alkalmankénti szállítására. Könnyen összecukható, szétnyitható. Hordtáskával ellátott, amire 2 görgő van felszerelve. A táska kézi poggyászként húzható a két kerekén. Ideális útítárs autóban, repülőn, vonaton. Stabil, kényelmes. Szélessége 57 cm (könnyen befér az ajtón). Könnyű, mindössze 9,3 kg. Alumínium váz, praktikus, vállra akasztható hordtáska (tartozék). Méretek összecukva 770 x 290 x 290 mm. Ülőmagasság 480 mm. Maximális terhelhetőség 115 kg.

Transport kerekesszék 200 kg-ig

kód: BTR22-B



76.900 Ft

Nagy teherbírású 200 kg-ig (megerősített kettős acél tartó rudak). Kihajtható, lépcsőzetes karfa. A lépcsős karfának köszönhetően akár íróasztalhoz is széként használható. Állítható lábtartó. Nagy teherbírású erős műanyag kárpit. Háttámlánál praktikus hordtáska. Extra tartós. Összecukható. Tömör gumikerekek. Szélesség összecukva: 29 cm, szétnyitva: 67 cm. Hossz: 97 cm, magasság: 90 cm. Ülés: 55x46 cm, ülőmagasság: 52 cm. Tömeg: 22 kg. Teherbírás: 200 kg. Kerék átmérő hátul: 12" (30 cm).

Kerekesszék BASIC 100 kg-ig

kód: 924



33.000 Ft

Összecsukható. Acél váz, nylon szövésű ülőfelület, párnázott kartámla, leszerelhető lábtartók, tömör gumikerekek. Beülő szélesség: 45 cm, teljes szélesség: 65 cm. Nagykerék átmérő: 59 cm, kiskerek átmérő: 20 cm. Ülőfelület magassága a talajtól: 50 cm. Teljes magasság: 88 cm. Terhelhetőség: 100 kg-ig. Össz súly: 19 kg.

Kerekesszék S1 115 kg-ig

kód: U00008691




35.000 Ft

Mozgássérültek számára kifejlesztett önhajtós kerekesszék. Hátsó kerék 60 cm és önhajtó karral ellátott. Acél váz, tömör kerekek, állítható magasságú lábtartók, vinyl kárpit. Összecsukható. Eltávolítható lábtartók, parkoló fék. Nyitott szélesség: 61 cm, csukott szélesség: 26 cm. Hossz: 106 cm, magasság: 90 cm, ülőszélesség: 47 cm, ülőlap hossza: 40 cm. Ülőlap magasság a talajtól: 49 cm. Súly: 18 kg. Terhelhetőség: 115 kg.

Kerekesszék S3 levehető karfával

kód: U00008906



55.000 Ft

Ideális kerekesszék utazáshoz. Kis helyigény esetén. Könnyen eltávolítható hátsó kerekek, kartámaszok és lábtartók: a mag súlya 13 kg. Acél váz. Összecsukható egy mozdulattal. 115 kg-ig terhelhető. Vinyl kárpit, könnyen tisztítható. Eben fekete festett váz. Önhajtós hátsó kerekek, melyek a tengelyen elhelyezett gombbal azonnal levehető. Tömör első kerekek. Alumínium hátsó kerék abroncs. Levehető és kihajtható lábtámaszok. Szélesség: 66 cm, összecsukott szélesség: 32 cm, hossz: 104 cm, magasság: 95 cm. Beülő szélesség: 45 cm, ülőlap hossza: 40 cm, ülőlap magassága a talajtól: 51 cm. Súly: 19 kg. Terhelhetőség: 115 kg.

Kerekesszék COLOR

kód: U00008907



72.000 Ft

Hagyományos acél vázú kerekesszék modern színekben: vörös, zöld, kék. Könnyen eltávolítható hátsó kerekek, kartámaszok és lábtartók: ekkor a mag súlya 11,5 kg. Acél váz. Összecsukható egy mozdulattal. 115 kg-ig terhelhető. Vinyl kárpit, könnyen tisztítható. Önhajtós hátsó kerekek, melyek a tengelyen elhelyezett gombbal azonnal levehető. Tömör első kerekek, alumínium hátsó kerék abroncs. Levehető és kihajtható lábtámaszok. Szélesség: 66 cm, összecsukott szélesség: 32 cm, hossz: 104 cm, magasság: 95 cm. Beülő szélesség: 45 cm, ülőlap hossza: 40 cm, ülőlap magassága a talajtól: 51 cm. Súly: 19 kg. Terhelhetőség: 115 kg.

Kerekesszék Enigma-K

kód: U00008908



160.000 Ft

Acél vázú kerekesszék lengéscsillapítóval, melynek erőssége személyre szabottan beállítható. A háttámla félbe hajtható. Puha párnázott ülőlap, állítható feszességű háttámasz. Hátsó- és elsőkerék egyenletlenség elnyeléssel. Tömör első kerekek, hajtókarral ellátott, légfelfújós hátsó kerekek. 6 pozícióba állítható hátsó kerék tengely 2 horizontális és 3 vertikális pozíció. Állítható magasságú kartámaszok. Egy gombnyomásra eltávolítható hátsó kerekek. Összecsukható. Hosszú fékkar. 115 kg-ig terhelhető. Levehető és kihajtható lábtámaszok. Szélesség: 64 cm, összecsukott szélesség: 28 cm. Hossz: 108 cm, magasság: 97 cm. Beülő szélesség: 45 cm, ülőlap hossza: 43 cm, ülőlap magassága a talajtól: 49 cm. Súly: 20 kg, terhelhetőség: 115 kg.

Kerekesszék ROTEC

kód: U00007732



63.000 / 85.000 Ft

Acél vázú önhajtós kerekesszék. 3 pontban állítható magasságú hátsó kerék. Állítható lábtartó (elforgathatóak). Tengelytáv meghosszabbítási lehetőség. Szélességben, és magasságban állítható fogantyúk. Acélerősítésű betétes karfa. Beülő szélesség választható: 38/41/43/45/48/50/52/54. Ülőmagasság min / max. 45/50 cm. Ülőmélység: 43/50 cm. Maximális terhelhetőség: 125 kg. Ezüst színű. Dobfékes változatban a kísérő személy a tolokaron elhelyezett fékkel tudja fékezni a kerekesszék hátsó kék kerekét.

ROTEK kerekesszék kiegészítők:



Féjtámasz kód: U00009002 ár: 27.500 Ft



Vádlitámasz kód: U00009011 ár: 21.600 Ft



Állítható kartámasz kód: U9149 ár: 24.700 Ft/pár



Csontámasz kód: U00009147 jobb U00009001 bal ár: 21.600 Ft



Hátradőlés gátló kód: U00009148 ár: 4200 Ft/db



Fékkar hosszabbító kód: U9150 ár: 9.100 Ft



Terápiás asztal kód: U9151 ár: 37.100 Ft



Infúziós állvány kód: U9153 ár: 11.000 Ft



Bottartó kód: U9154 ár: 3.600 Ft



PU kerék 150x35 mm kód: U9155 ár: 3.600 Ft



Oxigén palack tartó kód: U9152 ár: 8.500 Ft

Kerekesszék SENTRA 200 kg-ig 51 cm kód: STD20ECDD

56 cm kód: STD22ESDD

61 cm kód: STD24ESDD



100.000 / 126.000 / 145.000 Ft

Önhajtós kerekesszék. Összecsukható. Nagy teherbírás. Szélesebb kivitel. Kettős tengely, változtatható ülés magasság. Erős szénacél váz szerkezet króm bevonattal. Könnyen tisztítható vinyl kárpit. Tartós tömör gumí kerekek. Párnázott kartámasz. Első kerekek 3 pozícióban állíthatóak. Szélesség összecsukva: 32, 34, 37 cm, szétnyitva: 71, 80, 85 cm. Hossz: 107 cm, magasság: 91 cm. Ülés: 51, 56, 61 (széles)x 41, 46, 46 (mély)cm. Ülőmagasság: 50 cm. Tömeg: 22, 26, 26 kg Teherbírás: 200 kg. Fékezhető hátsó kerekek.

Kerekesszék-szoba WC együlésesben kód: U00006788



75.000 Ft

Szoba wc-ként és kerekesszéként egyaránt funkcionál és jellemzője, hogy az ülésen kialakított kivágás eltávolítható feállás nélkül és szoba wc-ként használható. Összecsukható. Alumínium váz és kerék abroncsok. Fekete műbőr ülő- és háttámla felület. Beülő szélesség: 43 cm, ülőfelület hossza: 43 cm. Hát-támla magassága: 45 cm, az ülőlaptól mérve: 33 cm. Ülő-lap magassága a talajtól: 54 cm. Teljes hossz 108 cm, a lábtartók behajtása után: 91 cm. A wc kivágás mérete az ülőfelületen: 17x34 cm. Első kerék mérete: 21 cm. A lábtartó ki- és felhajtható. Vádlí / sarok támaszal. Hátsó kerekek nagysága: 48 cm, mindkét hátsó kerék fékezhető. Tömör első és hátsó gumik. A tartály előre felé kihúzható. Súlyja: 17 kg.

Kerekesszék-szoba WC kétülésesben

kód: U00008630



39.000 Ft

Rozsdamentes acél váz és kerék abroncsok. Fekete műbőr ülő és háttámla felület. Összecsukható. Szoba wc-ként és kerekesszéként is funkcionál. A wc használatához el kell távolítani a párnázott fedlapot. Kar- és a lábtámasz eltávolítható. Beülő szélesség: 45 cm. Ülőfelület hossza: 43 cm, háttámla magassága: 45 cm. Ülőlap magassága a talajtól: 53 cm. Teljes hossz: 108 cm, lábtámaszok behajtásával: 91 cm. Teljes szélesség: 60 cm, szélesség összecsukva: 22 cm. Első kerék: 20 cm. Lábtartó ki- és felhajtható. Hátsó kerék: 58 cm. Mindkét hátsó kerék fékezhető. Tömör első és hátsó gumik. Tartozék a wc vödör + fedél. A vödör hátulról kihúzható. Terhelhetőség: 100 kg. Súlyja: 19,6 kg. Karfa: 33,5x5 cm. Teljes magasság: 90 cm.

Kerekesszék-szoba WC dönthető

kód: U00008631



101.600 Ft

Rozsdamentes acél váz és kerék abroncsok. Fekete műbőr ülő és háttámla felület. Összecsukható. Szoba wc-ként és kerekesszéként is funkcionál. Kar- és a lábtámaszok eltávolítható. Állítható a háttámla dőlésszöge. Beülő szélesség: 44 cm, ülőfelület hossza: 43 cm. Háttámla magassága: 74 cm. Ülőlap magassága a talajtól: 55 cm. Teljes hossz: 108 cm, a lábtámaszok behajtásával: 91 cm. Teljes szélesség: 64 cm, összecsukva: 22 cm. Első kerék: 20 cm. Lábtartó ki- és felhajtható, szögben állítható. Vádlí támaszal. Hátsó kerék: 58 cm. Mindkét hátsó kerék fékezhető. Tömör első és hátsó gumik. Tartozék a wc vödör + fedél. A vödör hátulról kihúzható. Terhelhetőség: 100 kg. Súlyja: 25,2 kg. Karfa: 33,5x5 cm. Teljes magasság: 129 cm.

MOZGÁS ESZKÖZEI

MOZGÁS ESZKÖZEI

MEDIGOR www.gyogyszab.hu

MEDIGOR www.gyogyszab.hu

Kerekesszék ALU CLASSIC

kód: U00008880



67.300 Ft

Alumínium vázú klasszikus kerekesszék. Színe ezüst. Nylon kárpit, tömör első kerék, félbehajtható háttámla. Hosszú kartámasz, amely párnázott és kárpitozott. Állítható hosszúságú, kihajtható, levehető lábtartó. Összecsukható. Egy mozdulattal kivehető hátsó kerekek. Szállítási állapotban (kerekeket leveve) 8,5 kg. Hátsó kerekek légtömlesek, önhajtó peremmel ellátottak. Első kerekek átmérője: 20 cm. Hátsó kerék mérete: 60 cm. Teljes szélesség: 61 cm. Szélesség összecsukva: 24 cm. Teljes hossz: 106 cm, teljes magasság: 90 cm. Beülő szélesség: 46 cm. Ülőlap hossza: 40 cm, magassága a talajtól: 46 cm. Súly: 15 kg. Terhelhetőség: 115 kg.

Kerekesszék ALU LITEC

kód: U00008597

dobfékkel kód: U00008878



95.000 / 115.000 Ft

Alumínium váz, ezért kis súly: 13 kg. Választható beülő szélesség: 39/42/45/48/51 cm. Kifordítható, levehető lábtartók. Bolygó első kerék. Önhajtós. 125 kg-ig terhelhető. Egy mozdulattal levehető hátsó kerekek. Összecsukható. Felhajtható karfák. Boka- válllítás. Állítható lábtartó hossz: 37-49 cm. Háttámla magassága: 40 cm. Ülőmagasság állítható: 46-50 cm. Ülőhossz: 43 cm. Teljes hossz: 114 cm. Tömör kerekek. Dobfékes változatban a kisértő személy a tolókaron elhelyezett fékkel tudja fékezni a kerekesszék hátsó kerekét.

Kerekesszék ALU SPIRIT

kód: U00008882



145.000 Ft

Alumínium vázú elegáns kerekesszék, az aktív székekhez közelítő tudású. Kecses, korszerű vázmenet. Állítható kartámasz állás. Összecsukható. Félbehajtható háttámla. Íróasztalhoz is könnyű hozzáférést biztosító kartámaszok. Állítható hosszúságú, kihajtható, levehető lábtartó. Eltávolítható hát- és ülőpárna. Tömör első és hátsó kerék. Állítható a kerekek tengelymagassága. Hátsó kerék kivehető. Színek: sárga, ezüst, metál piros, metálkék. Hátsó kerekek nélkül a szék 9 kg, 115 kg-ig terhelhető. Első kerekek átmérője: 20 cm. Hátsó kerék: 60 cm. Teljes szélesség: 71 cm, összecsukva: 32 cm. Teljes hossz: 97 cm, teljes magasság: 91 cm. Beülő szélesség: 45 cm. Ülőlap hossza: 40 cm, magassága a talajtól: 48 cm. Súly: 14 kg.

Kerekesszék biztonsági öv

kód: 716-UK



3.500 Ft

Biztonsági öv kerekesszékhez. Derék körül. Patentzárral záródik. Megakadályozza a beteg kocsiból való kicsúszását, kiesését. Maximális hossz: 165 cm. Az öv szélessége: 4,8 cm. Anyaga azonos a gépkocsik biztonsági övének anyagával. Nem nyúlik, színe fekete. Könnyen tisztítható. Használata: A beteg dereka körül át kell vezetni az övet, amely be kell hogy fogja a kerekesszék háttámláját is. Az öv szorossága - a mindkét oldalon elhelyezett - állító csat segítségével a kellő feszségűre húzható.

Kerekesszék rögzítő haspánt

kód: U00006911



5.650 Ft

A páciens kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelő stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást. Lágym, laminált habszivacs bélés, melyet kívül polipropilén, belül poliészter huzat véd a szellőzés és a kényelem érdekében.

Méretetek:
0-ás: hossza a kék részen: 40 cm, magassága a kék részen: 12 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.
1-es méret: hossza a kék részen: 56 cm, magassága a kék részen: 16,5 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.

Kerekesszék rögzítő vállpánttal

kód: U00006914



13.000 Ft

A páciens kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelő stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást. Lágym, laminált habszivacs bélés, melyet kívül polipropilén, belül poliészter huzat véd a szellőzés és a kényelem érdekében.

0-ás: hossza a kék részen: 40 cm, magassága a kék részen: 12 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.
1-es: hossza a kék részen: 56 cm, magassága a kék részen: 16,5 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.
Állítható vállpántokkal.

Kerekesszék ALU ULTRA KÖNNYŰ

kód: U00008881



77.000 Ft

Alumínium vázú klasszikus kerekesszék. Színe ezüst. Nylon kárpit, szürke/fekete. Háttámlán pakolós zseb. Tömör első kerék. Félbehajtható háttámla. Íróasztalhoz is könnyű hozzáférést biztosító kartámaszok, melyek kárpitozottak. Állítható hosszúságú, kihajtható, levehető lábtartó. Összecsukható. 115 kg-ig terhelhető. Egy mozdulattal kivehető hátsó kerekek. Hátsó kerekek tömörök, önhajtó peremmel ellátottak. Első kerekek átmérője: 20 cm - hátsó kerék mérete: 60 cm. Teljes szélesség: 62 cm. Szélesség összecsukva: 32 cm. Teljes hossz: 107 cm, teljes magasság: 93 cm. Beülő szélesség: 42 cm. Ülőlap hossza: 39 cm. Ülőlap magassága a talajtól: 52 cm. Súly: 13 kg. Terhelhetőség: 115 kg.

Kerekesszék ALU FREETEC

kód: U00007739

dobfékkel kód: U00007740



98.000 / 122.500 Ft

Alumínium vázú extra minőségű kerekesszék. Opcionális a tolókarokra szerelt, a hátsó kerekeket fékező dobfék rendszer. Állítható hátsó tengely magasság, kar- és lábtámasz hossz. Utóbbi öt pozícióban: 0-32 fok. Beülő szélesség: 38/41/43/45/48/50/52/54 cm. Tolókar, háttámla magassága és a támla szélessége állítható. Saroktámasz. PU anyagú hátsó kerekek. Szélesség: 64 cm, összecsukva: 28 cm. Hossz: 103 cm, magasság: 90-97,5 cm. Beülő szélesség: 45 cm. Ülőlap hossza: 43/50 cm, magassága a talajtól: 45-50 cm. Háttámla magassága: 38-46 cm. Súly: 16 kg. Terhelhetőség: 125 kg.

Sétálómotor 150W

kód: PWCPP009



98.000 / 122.500 Ft

Kerekesszék motor. Biztonságosan csatlakozik a kerekesszékhez. Könnyen felszerelhető, és másodpercek alatt eltávolítható. Hordozható, szállítása egyszerű. Az akkumulátor egyszerű mozdulattal cserélhető. Illeszkedik a legtöbb szabványos kerekesszékhez. Kézi vezérlés: előre-hátra menet, sebességszabályozó, akkumulátor szint visszajelzés. Változtatható sebesség. Hüvelykujj gázkar. Max. sebesség 6,5 km/h. Egy teljes feltöltéssel 16 km. Motor teljesítmény: 150 W, 24 V. Gondozásmentes akkumulátor, 24 V 12 Ah. 2A standard töltő (eltávolított akkumulátortól). Hordtáska a kényelmes szállításért vállpántal. Önsúly 12,4 kg. Terhelhetőség: 135 kg (kerekesszék+használó együtt). 12 hó garancia.

Rögzítő pánt kerekesszékbe

kód: U00006936



5.100 Ft

Állító- és kioldórendszer az elülső csat segítségével, gyorsan beállítható. A páciens kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelő stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást. Egységes méret.

Kerekesszék rögzítő medenceöv

kód: U00006912



8.700 Ft

A páciens kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelő stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást. Lágym, laminált habszivacs bélés, melyet kívül polipropilén, belül poliészter huzat véd a szellőzés és a kényelem érdekében.

0-ás: hossza a kék részen: 40 cm, magassága a kék részen: 12 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.
1-es méret: hossza a kék részen: 56 cm, magassága a kék részen: 16,5 cm. Teljes kerület hossza 1,50 m.

Kerekesszék rögzítő mellény I

kód: U00006915



9.950 Ft

A páciens kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelő stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást. Lágym, laminált habszivacs bélés, melyet kívül polipropilén, belül poliészter huzat véd a szellőzés és a kényelem érdekében.

M / 2: kerülete: 60-95 cm, magassága: 48 cm.
L / 3: kerülete: 95-135 cm, magassága: 53 cm.

MOZGÁS ESZKÖZEI

MOZGÁS ESZKÖZEI

MEDIGOR

MEDIGOR

Kerekesszék rögzítő mellény II

kód: U00006940



10.300 Ft

Lágy, laminált habszivacs bélés, mely szellőző és kényelmes. Állító- és kioldórendszer az elülső csat segítségével, gyorsan beállítható. A páciens kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelő stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást.
0-ás: 29x40 cm.
1-es: 39x59 cm.

Kerekesszék rögzítő mellény III

kód: U00006941



12.300 Ft

Lágy, laminált habszivacs bélés, mely szellőző és kényelmes. Állító- és kioldórendszer az elülső csat segítségével, gyorsan beállítható. A páciens kényelmes rögzítése a székhez. Megfelelő stabilitást nyújt. Meggátolja az oldalirányú elmozdulást és a lecsúszást.
0-ás: 29x40 cm.
1-es: 39x59 cm.

Kerekesszék bevásárló táska

kód: 5021-UK



7.500 Ft

Zip-zárás kerekesszék háttámla táska és bevásárló táska egyben. A táskán kialakításra került két pár fül. Az egyik fülpár a kerekesszék tolókarjára való felakasztást teszi lehetővé, a másik fül pedig kézi táskaként való használatát. Háttámlához erősíthető a tolókarokra való ráakasztással. Önálló táskaként is funkcionál. Nagy pakolótér. Színe: szürke, vízhatlan gyöngyvászon. 40 cm széles és 35 cm magas. Súly: 40 dkg. A beltér egy kivethető osztóval osztható két részre.

Kipárnázó kerekesszék táska

kód: CU009



7.500 Ft

Akerekesszék ülésének kipárnázására, puha kényelmessé tételére szolgál az ülőfelülettel a háttámlán át a kartámaszokat is beleértve. A párna T alakú, így körbe a háttámla és a kartámaszok kipárnázására is megfelelő. Kék huzat strapabíró és ellenálló. Teljes méret: 128 (szélesség)x130(hossz) cm.

Kerekesszék szivacspárna

kód: U00009156




6.000 Ft

Sötétkék, vízhatlan, nagy tartósságú huzattal borított párna. Jelegzetessége, hogy a kerekesszék ülése felé eső felület ívelt, az ülő felület egyenes. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a felület teljesen egyenes maradjon. 43x43 cm nagyságú és 10 cm magas. Mosható, levehető huzat. Színe sötétkék.

Gél ülőpárna szivacs alappal

5 cm vastag kód: 14888

8 cm vastag kód: 14886



9.990 / 11.300 Ft

Nyomás csökkentő gél párna, amely apaja szivacs a felső réteg gél. A gép az test súlya alatt egyenletesen eloszlik, így a test súlyát a lehető legnagyobb felületen támasztja alá. Segítségét nyújt a felfekvés kezelésében, megelőzésében is. Viszkózus gél anyaga maximális támogatást és kényelmet biztosít használatjának. Csúszásmentes PVC alj. Tűzálló hab héj. Vízálló nylonborítás. Maximális teherbírás 115kg. Méretek: 45 cm széles x 40 cm hosszú x 5/8 cm

Gél ülőpárna / kocsipárna

40x40 cm kód: U00008728

42x42 cm kód: U00008727

45x45 cm kód: U00008730

42x42 cm kivágással

kód: U00008731



14.000 Ft

A géles töltet megfelelő állaga biztosítja a testfelület lehető legnagyobb megtámasztását. Eloszik az ülőfelületen ezzel segítve a felfekvés megelőzését, kezelését. Huzata vízhatlan egyik oldala polyeszter, a mások oldala polyurethan. A töltet egy speciális konzisztenciájú gél, amely lassan veszi fel a test alakját. Huzat fekete, cipzáros, mosható. Vastagsága 4 cm. Három méretben választható és a közép méret kivágással is rendelhető.

Memory kocsipárna

kód: 14882



24.000 Ft

Nyomáscsökkentő memory párna. Segítségét nyújt a felfekvés kezelésében, megelőzésében aki tartósan kerekesszékben ül. Viszkózus gél anyaga maximális támogatást és kényelmet biztosít használatjának. Csúszásmentes PVC alj. Tűzálló hab héj. Vízálló nylonborítás. Alján fogantyú. Maximális teherbírás 115kg. Méretek: 45 cm széles x 40 cm hosszú x 8 cm vastag

Egyéb kerekesszék kellékek, kiegészítők

Pohártartó
kód: WSCUP
ár: 1700 Ft



ordtáska COMFORT
d:U00009146
r: 3.550 Ft


Járóbot tartó
kód: U00006365
ár: 800 Ft



Kezelőlábas
kód:U00009145
ár: 9.300 Ft



Okos rámpa
kód:U00009143
ár: 99.000 Ft



Feltekerhető rámpa

90 cm kód: R004

150 cm kód: R005



31.800 / 59.900 Ft

Áraink bruttó fogyasztói árak, az ÁFA-t tartalmazza! Árváltozás jogát fenntartjuk.

A feltekerhető alumínium rámpa mind fix, mind hordozható rámpaként is használható. A rámpa alkalmas egyszerű PMV (Personal Mobility Vehicle, személyi mobilitási jármű) eszközökhöz. Ilyenek a kerekesszékek, a scooterek és az elektromos kerekesszékek. A mobil rámpa lehetővé teszi az épületek, gépjárművek ... akadálymentes elérhetőségét. A rámpa maximálisan 300 kg-al terhelhető. Mindkét rámpa 77 cm széles és maximum 72 cm széles járműhöz javasolt használni. Könnyű, súlya 7 kg. Javasolt maximális áthaladási magasság a hossz 1 -e

Teleszkópos rámpa

150 cm kód: R002

210 cm kód: R003



50.700 / 61.900 Ft

Medigor BT 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186

Kerekesszékek akadálymentesítésére szolgáló eszköz, amely két nyomvonalas. A nyomvonalak egymástól függetlenül helyezhetők. Rámpa két részes, összecusukható. Kézi, motoros kerekesszékekhez, robogókhoz. Könnyű szerkezetű. Könnyen használható és hordozható, Csúszásmentes bevonattal. Maximális terhelhetőség 300kg. Méretek összecusukva: 71 cm hossz x 26 cm széles x 6,5 mag. Hossz: 152 6 210 cm (kihúzva)

MOZGÁSSÉRÜLT ELEKTROMOS KERESZTÉKEK

Megnevezés:	ENIGMA ENERGI PCA18	ENIGMA ENERGI+	GEO MICRO U00008688	SUNFIRE PLUS EC 270 W PCMM06RD	SUNFIRE PLUS GT 350 W PCMM007	SUNFIRE GENERAL PCMM512	IMAGE EC U00008690	IMAGE GT U00008689
Termékkód:	PCA18	PCP18	U00008688	PCMM06RD	PCMM007	PCMM512	U00008690	U00008689
Kiemelkedő tulajdonság:	Kis súly, hordozhatóság, összecukható és fordulókéony; Négy választható beülőszélességgel: 40/45/50/55 cm.	Ovális vázkeresztmetszet, kihúzható akkutálcá, párna ülés, felbehajtható háttámla (Kis helyigény);	Kis súly, könnyen hordozható és szétszedhető 3 részre, beltéri és mérsékelt kültéri használatra;	Nagy utazó távolság, nagyfokú ülésbeállíthatóság: magasság, szélesség, karfa magasság és szög, fejtámla magasság és szög, háttámla szög;	Mint a SUNFIRE PLUS EC csak erősebb motorral szerelve.	Bariatrikus kivétel, azaz nagy teherbírásra kiképzett; Komfortos és variábilis ülés;	Közéső kerék hajtású, a hat kerék extra stabilitást biztosít több helyzetben: hátrahajtott ülés, emelkedő, rámpa;	Mint a IMAGE EC, de nagy teherbírású és erősebb motorral szerelve.
Méretrek:	118 x 94 x 56/61/66/70 cm	114cm x 66cm x 96 cm	85 x 56 x 55.5 cm	95 x 60 x 110 cm	103.5 x 66 x 113.5 cm	103 x 63.5 x 112 cm	106 x 62.5 x 110 cm	107 x 63.5 x 105.5 cm
Súly:	56 kg	59,6 cm	45,9 kg	96 kg	91 kg	100 kg	87 kg	108 kg
akkumulátor:	U1 12V/34Ah 320 W	U1 12V/36Ah 320W	12Ah 180 W	U1 12V/36Ah 270 W	U1 12V/36Ah 350 W	U1 12V/36Ah 450 W	U1 12V/36Ah 200 W	U1 12V/36Ah 450 W
Motor teljesítmény:	5A OFF BOARD	5A OFF BOARD	1.8A OFF BOARD	5A OFF BOARD	5A OFF BOARD	5A OFF BOARD	4A OFF BOARD	5A OFF BOARD
Első kerék méret:	15 cm	15 cm	15 cm	20 cm	20 cm	23 cm	15 cm	15 cm
Hátsó kerék méret:	25 cm	25 cm	20 cm	25 cm	25 cm	34 cm	25 cm	25 cm
Maximális emelkedő:	8 fok	8 fok	6 fok	8 fok	8 fok	8 fok	8 fok	8 fok
Max patkaméret:	4 cm	4 cm	2 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
Padlómagasság:	6.5 cm	6.5 cm	6.8 cm	6.8 cm	5.3 cm	8 cm	3.5 cm	5 cm
Utazó távolság:	15-24 km	15-20 km	8-10 km	24-32 km	24-32 km	24-32 km	24-32 km	24-32 km
Fordulási sugara:	46 cm	46 cm	43 cm	79 cm	83 cm	72 cm	70 cm	77 cm
Max terhelhetőség:	136 kg	136 kg	115 kg	136 kg	136 kg	180 kg	136 kg	160 kg
Max; sebesség	6.4 Km/h	6.4 Km/h	6.4 Km/h	6.4 Km/h	6.4 Km/h	6.4 Km/h	6.4 Km/h	6.4 Km/h
Termékkód:	PCA18	PCP18	U00008688	PCMM06RD	PCMM007	PCMM512	U00008690	U00008689
Beülő szélesség:	40/45/50/55 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	46 cm	46 cm
Összecukható:	+	+	-	-	-	-	-	-
Szabadon futás mód:	+	+	+	+	+	+	+	+
Joystick vezérlés:	+	+	+	+	+	+	+	+
Túláram védelem:	+	+	+	+	+	+	+	+
Kifordítható ülés:	-	-	+	+	+	+	+	+
Multifunkciós ülés:	-	-	+	+	+	+	+	+
Vezérlő tárolható:	+	+	+	+	+	+	+	+
Ar tartalmazza az akkumulátort:	-	-	+	-	-	-	-	-
Kiskereskedelmi ár:	430 000 Ft	494 000 Ft	460 000 Ft	490 000 Ft	550 000 Ft	680 000 Ft	530 000 Ft	580 000 Ft

MOZGÁSSÉRÜLT ELEKTROMOS SCOOTEREK

Megnevezés:	Scooter BL270 New Kite U00008598	Scooter BL320 New Kite U00008599	Scooter BL350 Emoy U00008751	Scooter BL450 Spirit U00008752	Scooter NL470 Envoy S U00008753	Scooter NL500 Supreme U00008754	Scooter NL700 Santis U00008755	Scooter PL1300 Cobra U00008756	Scooter PL1300 Royale U00008757	Scooter PL1303 Sport Rider U00008758
Termékkód:	★	★	★	★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★
Tudás:				★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★
Terveletesség:	115 kg	125 kg	160 kg	120 kg	160 kg	135 kg	160 kg	180 kg	160 kg	180 kg
Karoszeria magasság:	6 cm	6 cm	8 cm	10 cm	8 cm	14 cm	17 cm	10 cm	15 cm	12 cm
Rugós felüggesztés:	nincs	nincs	négy keréken rugós	négy keréken rugós	négy keréken rugós	négy keréken rugós	négy keréken rugós	négy keréken rugós	négy keréken rugós	négy keréken rugós
Súly:	43 kg	48 kg	88 kg	90 kg	100 kg	110 kg	135 kg	174 kg	150 kg	145 kg
Motor teljesítmény:	270 W	320 W	350 W	450 W	470 W	500 W	700 W	1300 W	1300 W	1300 W
Mximalis útemelkedés:	14%	14%	14%	18%	14%	18%	18%	20%	18%	20%
Kerek átmérő:	20 cm	20 cm	25 cm	25 cm	25 cm	27 cm	32 cm	35 cm	40 cm	48 cm
Visszapillantó tükrő:	nincs	nincs	van	van	van	van	van	van	van	van
Forulókerék:	90 cm	90 cm	110 cm	110 cm	110 cm	128 cm	128 cm	132 cm	160 cm	157 cm
Sebesség:	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h	10 km/h	12 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h	15 km/h
Utazótávolság:	16 km	20 km	36 km	35 km	40 km	32 km/45 km (36/50 Ah)	40/65 km (50/80 Ah)	40 km	50 km	50 km
Ikkumulátor:	12 Ah	20 Ah	36/50 Ah	36 Ah	36/50 Ah	36/50 Ah	50/80 Ah	50/80 Ah	80 Ah	80/110 Ah
Méret (h x sz x m):	96x48x97 cm	96x48x97 cm	121x60x102	130x65x86 cm	121x60x102 cm	132x67x116 cm	140x70x136 cm	160x73x132 cm	158x73x135 cm	165x78x120 cm
Felborulásgátó:	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+
Automatikus sebességkontroll	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+
Nappellenző:	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Féklámpa:	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Ergonomikus fogantyú	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Extra nagy kerékek	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Felüggesztés:	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Italtartó	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+
Kézifék:	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Hátólámpa:	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Egyéni ülésbeállítás:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Komfort ülés:	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Hátó kosár:	+	+	-	+	+	opcionálisan	opcionálisan	+	-	-
Első kosár:	+	+	+	+	+	opcionálisan	opcionálisan	+	-	-
Többit:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Töltöttség jelző:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Multi-funkciós kijelző:	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+
Dönthető kormányoszlop:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Passzív világítás:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
LED reflektor:	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-
Stochalter:	+	+	+	opcionálisan	opcionálisan	opcionálisan	opcionálisan	opcionálisan	opcionálisan	opcionálisan
Szabadonlato mód	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ískereskedelmi ár:	296 000 Ft	325 000 Ft	411 000 Ft	515 000 Ft	540 000 Ft	772 000 Ft	1 028 700 Ft	1 234 000 Ft	1 286 000 Ft	1 415 000 Ft