



MEDIGOR
www.gyogyszati.hu

FÜRDŐSZOBA SEGÉDESZKÖZEI

Ápolási - rehabilitációs - segédeszköz katalógus

2012

www.gyogyszati.hu

A mozgásában akadályozott beteg számlára fontos, hogy olyan segédeszközöket használjon, amely az önellátást segíti. A beépített fürdőkádak fölé helyezett fürdőkád padok lehetővé teszik a könnyed be- és kiszállás, a kapaszkodást és segíti a fürdés folyamatát. Sokan úgy gondolhatják, hogy a meglévő fürdőkádakat le kell cserélni zuhanytálcára, ahhoz, hogy optimálisan és könnyen használhassa a beteg. Ennél sokkal olcsóbb megoldások léteznek. Ilyen a kádlift is, amely lehetővé teszi a biztonságos beszállás, valamint a kényeztető fürdést is. Háttámlája hátradönthető, ezért az ér- és reumatikus betegek számára sok esetben terápiás lehetőségekkel bíró balneoterápiát is teljes mértékben lehetővé teszi. A különböző fürdető székek nem csak egyetlen funkciójúak, hanem sokszor higiéniai nyílással, tartó polccal ellátottak, sőt összecukható és kis helyen tárolható kivitelben is elérhetőek. Legkomolyabb képviselőik csúszásmentes felülettel, háttámlával, wc tartállyal, lábtartóval, fekezető kerekkel, kivehető karrával is fel vannak szerelve. A fürdőkád zsámlik és fürdőkád padok pedig a beépített kádak nagyon egyszerű és olcsó átalakításával könnyűvé teszik a tisztálkodást. A fürdőkádra helyezhető fürdető székek komolyabb tudású képviselői kifordíthatóak, azaz beülést követően fokozatosan segítik a beszállás a fürdőkádba. A fali kapaszkodók közül ma a legkorszerűbbnek tartott, az átalakítást nem igénylő, tapadókorongos változatokat részesítik előnyben. Persze egy korszerű fürdőszobához a csúszásmentesre kifejlesztett rozsdamentes kapaszkodó illik a legjobban.

Tusolószék háttámla nélkül 7.100 Ft.

kód: 12003KDR



Kényelmes formatervezés. Rozsdamentes acélból. Szerszám nélkül összerakható. Könnyű korrózióálló **alumíniumváz**. Tapadókorongos stabil lábak, amelyek enyhén kifelé állnak, így növelve a stabilitást. **Állítható magasság**. Ülöfelületen vízelvezető lyukak.

Teljes szélesség: 51 cm
Teljes hossz: 43 cm
Magasság a talajtól: 36-51 cm
Ülőszélesség: 51 cm
Ülőlap hossza: 33 cm
Súly: 3 kg.
Max. terhelhetőség: 135 kg.
A lábakat 7 fokozatban lehet emelni egyszerű állítógomb benyomásával.

Tusolószék összecukható drive 7.100 Ft.

kód: 12486



Összecukható tusolószék kis helyen tárolható. Kényelmes forma tervezés. Erős kivitel. Vízelvezető lyukak - csökkenti a megcsúszás veszélyét. Könnyű tartós alumíniumváz, korrózióálló. Hajlított lábak - nagyobb stabilitás. Lábak gumivégével záródnak.

Teljes szélesség: 46 cm
Teljes hossz: 51 cm
Magasság a talajtól: 40-46 cm
Ülőszélesség: 51 cm
Ülőlap hossza: 30 cm
Súly: 2 kg.
Max. terhelhetőség: 135 kg.
A lábakat 5 fokozatban lehet emelni egyszerű

Tusoló szék J-5007 7.500 Ft.

kód: U00005966



Alumíniumváz, műanyag, csúszásmentes ülőke. **Higiéniai nyílás** az ülőlapon, amely a tisztálkodást segíti felállítás nélkül.

Ülőlap szélessége: 42 cm
Ülőlap hossza: 38 cm
Állítható magasság.
Az ülőlap magassága a földtől 43-54 cm között állítható 5 fokozatban.
Csúszásmentes, cserélhető gumi lábak.
Csomag tartozékai: 6 db csavar, imbusz kulcs, lábak (2 első + 2 hátsó), ülőlap.
Terhelhetőség: 110 kg

Tusoló ülőke DINO 9.990 Ft.

kód: U00006368



Alumíniumvázú prémium tusolószék. Kicsi és kézre álló a fürdőszobában.

Súlya: 1.6 kg
Állítható lábak 8 fokozatban
Ezüst-eloalát alumínium lábak.
Műanyag ülőke
130 kg-ig terhelhető
Csúszásmentes gumi lábak.
Ülés átmérő 32 cm
Ülőlap magassága: 34-52 cm
Teljes szélesség a lábakkal: 45 cm.

Tusoló - fürdetőszék koronggal 12.500 Ft.

kód: RTL12061



Állítható magasságú tusoló - fürdető szék. **Az ülőfelületen forgó korong** segíti a könnyed megfordulást, vagy a tárgyak elérését a fürdőszobában. **Nagy tartományban állítható lábmagasság.** Eltávolítható a korong és a tároló tálca. A tároló tálca a fürdéshez szükséges dolgokat teszi elérhetővé. Széles láb, biztonságos, stabil ülőhelyzet. Teljes szélesség: 38 cm
Ülőlap szélessége: 36 cm
Ülőfelület magassága a talajtól: 41-58 cm.
Súly: 3 kg
Terhelhetőség: 135 kg.

Tusoló ülőke MAXLINE 69.000 Ft.

kód: U00006077



Extra nagy terhelhetőségű tusolószék: 250 kg-ig.
Többszörösen erősítettváz, állítható magasságú, tapadókorongos lábak.
Bármely tusolóba berakható.
Ezüst-eloalát alumíniumváz.
Ülőlap szélessége: 43 cm
Ülőlap hossza: 41 cm
Ülőlap vastagsága: 3 cm
Lábak szélessége legalacsonyabb és legmagasabb állásban: 51-57 cm.
Ülőlap magassága a talajtól: 41-51 cm.
Súly: 4,5 kg.
Csúszásmentes ülőfelület.
Háttámlás változatban is rendelhető felár ellenében.

Tusoló ülőke - tusoló szék 11.000 Ft.

kód: 330



Állítható magasságú, nem összecukható tusolószék **higiéniai nyílással, háttámlával.** Alumíniumváz.
Lábak szélessége a talajnál: 49 cm.
Ülés magassága: 40 cm.
Ülés magassága a talajtól: 34-44 cm között.
Háttámla magassága a talajtól: 73-83 cm.
Ülőlap hossza: 37 cm.
Háttámla magassága: 41 cm.
Súly: 2,6 kg.
Anyaga lemosható műanyag, fém lábakkal.

Tusolószék háttámlás 12.400 Ft.

kód: 12002KDR



Háttámlás fix tusoló szék. Kényelmes formatervezés, rozsdamentes acélból. Szerszám nélkül összerakható. Könnyű korrózióálló alumíniumváz, tapadókorongos stabil lábak. Állítható magasság, ülőfelületen vízelvezető lyukak.
Teljes szélesség: 51 cm
Teljes hossz: 43 cm
Magasság a talajtól: 36-51 cm
Ülőszélesség: 51 cm
Ülőlap hossza: 33 cm.
Súly: 3kg.
Max. terhelhetőség: 135 kg.

Tusolószék összecukható drive 13.200 Ft.

kód: 12487kdr



Összecukható, kis helyen tárolható **háttámlás tusolószék.** Kényelmes forma tervezés. Erős kivitel. Vízelvezető lyukak - csökkenti a megcsúszás veszélyét. Könnyű tartós alumíniumváz, korrózióálló. Hajlított lábak - nagyobb stabilitás. Lábak csúszásgátlós gumivégével záródnak.
Ülőlap szélessége: 51 cm
Ülőlap hossza: 30 cm
Ülőlap magassága a talajtól: 40-46 cm.
Tömeg: 2,2 kg.
Terhelhetőség: 135 kg-ig.

Fürdető - tusolószék PRÉMIUM 13.600 Ft.

kód: 12502n



Háttámlával ellátott, szétszedhető **műanyag szerkezetű tusolószék.** Sima kényelmes ülőfelület vízelvezető lyukakkal.
Ülőlap oldal fogantyúval ellátott. Állítható magasságú lábak 5 fokozatban. Lábvégeken vákuumos tapadó gumi. Átmérője: 5,5 cm.
Kézi zuhanykialakított mélyedés az ülőlap mindkét oldalán.
Teljes szélessége: 56 cm
Teljes hossz: 38 cm.
Ülőlap magassága a talajtól: 43-53 cm.
Ülőlap szélessége: 56 cm
Ülőlap hossza: 38 cm.

Tusoló- fürdetőszék háttámlával 18.990 Ft. kód: 707UK

Emelt és állítható ülőmagasság lehetővé teszi a leülésben is akadályozottak számára a használatot. **Puha, polyurethan ülőfelület**, háttámla és kéztámasz. Jól tisztítható, ergonomikus kivétel. Széles lábak, csúszásmentes ülőfelület. Használható zuhanyzóban, konyhában is. Műanyag bevonatú acélváz, felülete MRSA rezisztens.

Szélesség: 58 cm
Hossz: 41 cm
Ülőlap szélessége: 36 cm
Ülőlap mélysége: 29 cm
Ülőlap magassága a talajtól: 52-67 cm
Beülő szélesség a karfák között: 51 cm
Súly: 5,4 kg
Terhelhetőség: 170 kg.

Tusoló-fürdetőszék fix M-BL 24.000 Ft. kód: U00007678

Levehető karfájú és háttámlájú tusolószekek. Optimális azok számára, akik esetében fontos, hogy a beüléshez, vagy mozgáshoz a karfa levehető legyen.

Műanyag váz, alumínium lábak.
Súly: 0,9 kg.
Ülés magasság: 50 cm (fix).
Ülés szélesség: 39 cm.
Ülés hossz: 39 cm.
Szekek szélessége a lábknál: 45x45 cm.
Súly: 2,3 kg.
Terhelhetőség: 130 kg.

Fürdetőszék háttámlás 792 9.990 Ft. kód: U00005967

Állítható magasságú tusolószekek.
Fehér festett fém váz, súly: 3,5 kg.
Fehér műanyag beülő szék, állítható magasságú.
Az ülő felület magassága a földtől 34-45 cm között állítható 5 fokozatban.
Csúszásmentes, cserélhető gumi lábak.
Beülő szélesség: 42 cm.
Beülő mélység: 34 cm.
Két oldalon kapaszkodó könyöktartó.

Fürdetőszék- szoba WC egyben 110.000 Ft. kód: 172-UK

Prémium minőségű tusolószekek-szoba wc egyben. Vízlepergető, műanyaggal bevont acél váz. Formázott, PU, kényelmes ülő-burkolat és párnázott felhajtható karfa. 4 fékező kerék, bolygó kerék
Két pozícióban állítható műanyag lábtartó.
Minden alkatrész rozsdamentes és újrahasznosítható.
Szélesség: 64 cm.
Hossz: 54 cm
Ülőmagasság: 50 cm.
Ülőlap szélesség: 42 cm.
Beülő szélesség: 54 cm.
Súly: 15 kg
Terhelhetőség 160 kg.

Szoba wc és fürdetőszék 139.000 Ft. kód: U00006253

A hátsó 24 colos kerék eltávolítható, önhajtós és nagyobb akadályokon is áttolható.
Állítható magasságú ülés: 50-57,5 cm.
Alumínium váz.
Lábtartó állítható hosszúságú, felhajtható.
Háttámla mosógépben mosható.
Felhajtható kartámaszok.
Teljes szélesség: 69 cm. Önsúly: 20 kg.
Ülés magassága: 50-57 cm, szélessége: 44 cm, mélysége: 41 cm.
Háttámla hossza: 43 cm.
Teljes hossz a lábtartóval: 115 cm, lábtartó nélkül: 85 cm.
Lábtartó hossza: 39-49 cm.
Maximális terhelhetőség: 130 kg.

Falra szerelhető tusolószekek 18.800 Ft. kód: SWALL002

Állítható lábakkal alátámasztott ülőlap.
Könnyű alumínium váz.
Felhajtható ülőlap.
Ülőlapon vízáteresztő furatok.
6 csavarral rögzíthető a falra.
Szélesség: 48 cm.
Ülőlap hossza: 29 cm.
Ülőlap magassága a talajtól: 43-58 cm.
Ülőlap távolsága a faltól: 5 cm.
Terhelhetőség: 160 kg.

Tusoló szék 250 kg-ig MAXLINE 85.500 Ft. kód: U00006076

Extra nagy terhelhetőségű tusolószekek háttámlával: 250 kg.
Erősített alumínium váz.
5 fokozatban állítható magasságú, tapadókorongos lábak.
Bármely tusolóba berakható.
Ülőlap felülete: 43x41 cm
Lábak szélessége legalacsonyabb és legmagasabb állásban: 51-57 cm.
Ülőlap vastagsága: 30 mm
Ülőlap magassága: 41-51 cm.
Súly: 4,5 kg.
Csúszásmentes ülőfelület.

Tusoló szék D-130 25.500 Ft. kód: U00006075

Néhány mozdulattal összecukható tusolószekek. Könnyen összecukható, egyszerű és helytakarékos tárolás.
Maximális **terhelhetőség 130 kg.**
Magasságában állítható lábak.
Ülőlap higiéniai nyílással van ellátva.
Vízáteresztő lyukak az ülőfelületen.
Könnyen tisztítható.
Pórszort, fehér acélváz.
Ülőfelület mérete: 41x40 cm,
Ülőfelület magassága a talajtól: 43-56 cm.
Háttámla hossza: 44 cm.
Szétnyitott állapotban a méretei: 53x53x93 cm.
Súly: 6,8 kg.

Gördíthető tusolószekek - Mobil 30.500 Ft. kód: 141-4

Gördíthető fürdető szék.
Erős műanyag, strapabíró bevonatú acélváz.
4 fékező kerék.
Kényelmes polipropilén öntött ülés
Ülőfelületen 5x6 mm-es vízelvezető furatok.
4 rozsdamentes kerék.
Ülőfelület: 53x50 cm.
Karfák közötti szélesség: 48 cm.
Ülés magasság: 48 cm.
Önsúly: 8 kg.
Max. terhelhetőség: 165 kg.

Szoba wc és fürdetőszék 119.990 Ft. kód: U00006254

Állítható magasságú ülés: 50-57,5 cm.
Alumínium váz.
Lábtartó, kartámaszok felhajthatók.
Háttámla mosógépben mosható.
Kerekek hollandi módra mozognak, mind a négy kerék befékezőhető.
Teljes szélesség: 54,5 cm
Ülés magasság: 50-57 cm.
Ülés szélesség: 44 cm, ülés mélység: 41 cm.
Háttámla hossza: 43 cm
Teljes hossz: 115 cm.
Lábtartó nélküli hossz: 85 cm.
Lábtartó hossza: 39-49 cm.
Maximális terhelhetőség: 130 kg.
Önsúly: 14 kg.

Falra szerelhető tusolószekek 15.900 Ft. kód: SWALL001

Falra szerelhető és felhajtható tusolószekek.
Strapabíró acél váz.
Felhajtható ülőlap.
Ülőlapon vízáteresztő furatok.
6 csavarral rögzíthető a falra.
Szélesség: 48 cm.
Ülőlap hossza: 29 cm.
Ülőlap távolsága a faltól: 5 cm.
Terhelhetőség: 115 kg.

Falra szerelhető tusoló ülőke 29.500 Ft. kód: U00006074

Falra szerelhető, felhajtható tusolószekek.
Terhelhetőség: 130 kg.
Az alátámasztó lábakon gumivég.
A lábak hossza állítható.
Vízáteresztő lyukak az ülőfelületen.
Higiéniai nyílás, rozsdamentes, fehér, pórszort acélváz.
Ülőlap mérete: 41x41 cm
Ülőlap elülső széle a faltól 49 cm-re kiáll lehajtott állapotban.
Ülőlap magassága: 46,5-54 cm.
Súly: 4,1 kg.
Csúszásmentes ülőfelület, oldalkapaszkodó.

FÜRDŐSZOBA SEGÉDESZKÖZEI**FÜRDŐSZOBA SEGÉDESZKÖZEI****MEDIGOR****MEDIGOR**

Lécezett fürdőkád pad 8.330 Ft. kód: SBB427WH

Könnyű, erős PVC anyagból készült fürdőkád pad, amely egy hullámformában kialakított merevítést tartalmaz.

Lécek száma: 6 db.

Egyszerű használat.

Szerszám nélkül a kádra helyezhető.

Max. terhelhetőség: 190 kg.

Méretetek: 69x24x2cm (szélesség, mélység, magasság).

**Lécezett fürdőkád pad 11.300 Ft. kód: SBB627WH**

Könnyű, erős PVC anyagból készült fürdőkád pad, amely egy hullámformában kialakított merevítést tartalmaz.


Lécek száma: 6 db.

Egyszerű használat.

Szerszám nélkül a kádra helyezhető.

Max. terhelhetőség: 190 kg.

Méretetek: 69x36x2cm (szélesség, mélység, magasság).

**Fürdőkád pad 69 cm-es 9.990 Ft. kód: 12023**

Kényelmes **fürdőkád pad kapaszkodóval ellátva.** A kapaszkodó segít a beszállásban, a fürdőkád fölé csúszásban és biztonságos mosdásban. Állítható szélességű lábak.

Kapaszkodó mellett szappantartóval ellátott.

Csúszásmentes felület, vízvezető furatok.

Könnyen tisztítható.

Szerszám nélkül telepíthető.

Hossz: 69 cm.

Maximális terhelhetőség: 150 kg.

**Fürdőkád pad BENNY 14.200 Ft. kód: U00006060****Két hosszmeretben rendelhető fürdőkád pad kapaszkodóval.**

Állítható lábakkal a fürdőkádba tökéletesen berögzíthető.

Beépített fogantyú és szappantartó.

Puha, csúszásálló gumival bevont lábak védik a fürdőkádat a rögzítés okozta esetleges sérüléstől.

Szerszám nélkül könnyen beállítható és alkalmazható.

Könnyen szállítható és tárolható.

Szélessége: 35 cm.

Súly: 2,1 / 2,6 kg.

Csúszásmentes felület.

Maximális terhelhetőség: 150 kg.

Két méretben, 69 és 74,5 cm hosszban.

**Fürdőkád ülőke 20 cm magas 9.650 Ft. kód: SBS58WH****Fürdőkádba helyezhető szék. 20 cm magas.**

Összeszerelésre nincs szükség.

Maximális terhelhetőség: 190 kg.

PVC vázszerkezet, nem rozsdásodhat.

Szélesség: 45 cm,

Ülőlap hossza: 29 cm.

5 ülőlécből áll.

**Fürdőkád ülőke 30 cm magas 9.650 Ft. kód: SBS512WH****Fürdőkádba helyezhető szék. 30 cm magas.**

Összeszerelésre nincs szükség.


Maximális terhelhetőség: 190 kg.

PVC vázszerkezet, nem rozsdásodhat.

Szélesség: 45 cm,

Hossza: 29 cm.

5 ülőlécből áll.

**Fürdőkád pad hát-, kartámasszal 25.200 Ft. kód: 12011-02****Kádon túlnyúló kialakítása miatt biztosítja a fürdés előtti és utáni tevékenységekhez a biztos ülőfelületet.**

Támlával ellátott, széles, stabil, alumínium vázszerkezet.

Tartós fröccsöntött ülés és háttámla.

Állítható magasság.

Nagy, tapadókorongos lábvégek.

Szerszám nélkül szerelhető. Karfával ellátott.

Az ülőlapban 30 db lyuk a víz kivezetésére.

Ülőlap szélessége: 67 cm, ülőlap hossza: 42 cm.

Ülőlap magassága: 46-61 cm.

Lábak végén a tapadókorong átmérője: 10 cm.

Háttámla: 40x18 cm (szélesség x magasság).

Súly: 3,7 kg, terhelhetőség: 135 kg-ig.

**Kádba süllyesztett fürdőkád ülőke 5.258 Ft. kód: RS-41**

Szerelés nélkül használható **fix fürdőkád ülőke.**

Fix, festett fehér fém váz.

Műanyag fehér ülőfelület.

Alja perforált, vízáteresztő.

Ülőlap szélessége: 36x32 cm,

Háttámla magasság: 34 cm.

Kádba való belégés a kád szintjétől: 16 cm.

Terhelhetőség: 100 kg.

Súly: 2 kg.

**Fürdőkád ülőke fix üléssel 5.790 Ft. kód: B-4320****Beépített fürdőkádra helyezhető fix fürdőszék.**

Az ülőke szintje a kád pereménél 15 cm-rel lejjebb helyezkedik el.

Ülőfelület: fehér műanyag szék.

A csőkeret a fürdőkád szélére fekszik, külön rögzítést nem igényel.

Terhelhetőség: 100 kg.

Ülőlap méretei: 40 x 34 cm. (szélesség x mélység).

Hátlap magassága: 35 cm.

Kapaszkodók távolsága: hátul 63, elől 65 cm.

**Kifordítható fürdőkádülőke 16.256 Ft. kód: B4295****Kifordítható fürdőkád ülőke.**

Standard fürdőkád felső peremére könnyedén, biztonságosan rögzíthető

Két szorító csavar segítségével biztonságosan rögzíthető a kád sérülése nélkül.

Az ülőkosár az ülőke oldalán található kar felhúzásával oldal irányba ki- ill. visszafordítható.

Megkönnyíti a beteg kádba helyezését - terhelhetőség: 100 kg-ig.

**Kifordítható fürdőkád ülőke 35.600 Ft. kód: U00006198****Nagy teherbírású, kifordítható fürdőkád ülőke.**

90 fokként állítható szék

Komplettan összeszerelt, csak a fürdőkádra kell szerelni.

Csavarokkal bármely fürdőkádra könnyen és fixen odailleszhető.

Perforált ülőlap biztosítja a fürdővíz eltávolítását.

Sima felszínre könnyen tisztítható.

Porszort, rozsdamentes fém váz.

Ülőlap felülete: 36x40 cm

Teljes szélesség: 73,5 cm

Hátlap magassága: 40 cm

Maximális terhelhetőség: 120 kg.

Súly: 6,8 kg, szín: fehér.

**Fürdőkád ülőke háttámla nélkül 24.400 Ft. kód: U00006130****Állítható szélességű, bármely fürdőkádra ráhelyezhető fix fürdőkád ülőke.**

Gumirozott lábak, porszort rozsdamentes váz.

Ülőlap szélessége: 41x41 cm

Beülő szélessége: 45,5-57,5 cm.

Felfekvő alátámasztások szélessége: 73-85 cm.

Háttámla magassága: 38 cm.

Maximális terhelhetőség: 120 kg.

Önsúly: 2,4 kg, szín: fehér.



Fürdőkad ülőke háttámlás 27.600 Ft. kód: U00006131

Állítható szélességű, bármely fürdőkadra ráhelyezhető **háttámlás fürdőkad ülőke.**
Gumizott lábak, nem sérítik fel a fürdőkadat.
Porszórt rozsdamentes váz.
Ülőlap szélessége: 41x41 cm.
Beülő szélessége: 45,5-57,5 cm.
Felfekvő alátámasztások szélessége: 73-85 cm.
Háttámla magassága: 38 cm.
Maximális terhelhetőség: 120 kg.
Önsúly: 3,1 kg.
Szín: fehér.

Csúszásgátló gumi fürdőkadba 1.600 Ft. kód: U00000172

Csúszásgátló gumi fürdőkadba és fürdőkad elé.
- tapadó korongcskák az alján
- fehér színű
- méret: 90 x 40 cm
- kádba és zuhanytálcába is behelyezhető.

Fürdőkad kapaszkodó fürdőkadra 3.683 Ft. kód: B-4310

Fürdőkad kapaszkodó, amely **szelvény nélküli** felhelyezhető a fürdőkad oldalára. kapaszkodóhoz a kádba be- és kiszálláshoz kád peremére rögzül automatikusan gumibakokon keresztül csak csempével beépített kádrozathoz használható
hossz: 20 cm
szélesség: 31,8 cm
magasság: 56,3 cm.
acél, festett, fehér váz

Fürdőkad kapaszkodó króm-acél 30.000 Ft. kód: U00007180

Acél szerkezetű, magas fényű, króm fürdőkad kapaszkodó.
A fürdőkad védelmében gumi végek az érintkező felületekre.
2 db állíthat csavar a kapaszkodó magasság kényelmes beállításához.
Beépített és szabadon álló fürdőkadakhoz is használható.
Magasság: 41 cm
Szélesség: 32 cm
Mélység: 13 cm.

Fürdőkad kapaszkodó 30 cm 7.620 Ft. kód: 12039

Fürdőkadra szerelhető kapaszkodó.
Biztonságos fogás, praktikus, kis helyigény. Illeszkedik a fürdőszoba környezetébe.
Segítség a ki- és beszállásban, felülésben. Felrakásához nem kellene szerszámok. A fürdőkadra satuszerűen fogható fel.
Nem károolja a kádat, a fürdőkádval puha felületekkel védett érintkező felületek.
Két méretben elérhető a magassága
Méretek: 5 cm (vastagság) x13 cm (szélesség) x 30/40 cm (magasság).
Súly:1,6 kg.
Szín: szürkésfehér
Terhelhetőség:135 kg-ig.
40 cm-e termék kódja: 12044

Fürdőzsámoly 7.100 Ft. kód: 528000

Fürdőzsámoly fürdőkad elé. Segíti a belépést a fürdőkadba.
Praktikus, több funkció termék.
Használható fürdőkad belsejében ülésnek, vagy külső segítségként kádba történő belépéshez. Lyukas felülete a víz hatékony elvezetését szolgálja. Szabályozható magasság: 26-31cm-ig állítható (2,5 cm-ként).
Fedlap mérete: 36x29 cm.
Terhelhetőség: Maximum 100 kg.

Fellépő korlással drive 13.200 Ft. kód: 13031

Fellépő zsámoly kapaszkodókorlással.
Biztonságossá teszi a be és kiszállást.
Erős acél szerkezet – nagy terhelhetőség.
Lábak bordázott gumival záródnak - csúszásmentes.
Lépcsőszint - felszín mérete: 36 cm széles x 28 cm hosszú.
Fellépő magasság: 23 cm.
Teljes szélesség: 43 cm.
Teljes hossz: 33 cm.
Korlát magasság: 86 cm.
Súly: 4 kg.
Terhelhetőség: 135 kg.

Műtős Zsámoly /fellépő króm, 2 lépcsős kód: 1350

Fürdő zsámoly két lépcsőfokos, krómozott acélvázal.
Műanyag felületű lépcső.
Méretei :44 x 54 x 44 (mag.) cm.

Fürdőkad rövidítő pad 14.950 Ft. kód: U00007761

Fürdőkad hosszának rövidítésére szolgál.
Alkalmos ülő fürdőkad kezelésekhez szükséges fürdőkadhossz módosításra, a lábak megtámasztására.
Ülő helyzetben tartja a beteget.
Tapadókoronggal biztonságosan rögzíthető.
Nagy, így biztonságos a használata.
Szélesség: 37 cm.
Hossz: 30 cm (ennyivel rövidíti a kádat).
Súly: 3 kg.
Terhelhetőség: 130 kg.
Szín: fehér.

Tapadókorongos kapaszkodók kód: GRSC12-2 Ár: 2.200 Ft

Szerelés nem igénylő, tapadókorongos fürdőszoba fali kapaszkodó.
Egyszerűen és gyorsan szerszám nélkül felszerelhető, és áthelyezhető.
Nem károsítja a felületet, nagy tapadókorongok-nagyobb biztonság.
Kilódó gombok segítségével könnyen eltávolítható, vagy áthelyezhető.
Műanyag váz.
Hossza: 30 cm.

Tapadókorongos kapaszkodó kód:RTL1270 Ár: 5.300 Ft

Szerelés nem igénylő, tapadókorongos fürdőszoba fali kapaszkodó.
Nem károsítja a felületet, nagy tapadókorongok-nagyobb biztonság.
Azonnal felhelyezhető, és eltávolítható (nem szükséges hozzá szerszám).
Kilódó gombok segítségével könnyen eltávolítható vagy áthelyezhető.
Biztonságos fürdőbe, zuhanyzóba, WC-be.
A fogantyú felülete bordázott a biztonságosabbi fogás miatt.
Műanyag váz.
Hossza: 50 cm.

Tapadókorongos kapaszkodó kód: 660100100 Ár: 18.700 Ft

Szerelés nem igénylő, tapadókorongos PRÉMIUM fürdőszoba fali kapaszkodó.
Nem károsítja a felületet, nagy tapadókorongok-nagyobb biztonság.
Azonnal felhelyezhető, és eltávolítható (nem szükséges hozzá szerszám).
Kilódó gombok segítségével könnyen eltávolítható, vagy áthelyezhető.
Egyenes, segít a biztonságos leülésben/felállásban.
Maximális terhelhetőség 70 kg.
325 mm (markolat 100 mm) – 0,6kg
580mm (markolat 320 mm) – 1kg
880mm (markolat 620 mm) – 1,3kg
Tapadókorong átmérő 120 mm .
Medigor BT 8200 Vészprém, Bezerédi u. 2. Tel:30/906-1006, 88/412-186

Fürdőszoba kapaszkodó festett fehér

30 cm hosszú kód: 1.800 Ft. kód: GR12W
40 cm hosszú kód: 2.200 Ft. kód: GR16W
45 cm hosszú kód: 2.600 Ft. kód: gr18w



Acél vázú, festett falí, egyenes kapaszkodó.

Egyenes, fehér porfestett acél.
Segít a biztonságos leülésben/felállásban.
A fürdőszobában, WC mellett használható.
Nem rozsdásodik.
Maximális terhelhetőség 130 kg.
Kapaszkodószár távolsága a faltól: 10 cm.
Végeként 3 db tiplis felfogatás. (a csavarokat és tipliket a csomag tartalmazza).

Egyenes és hajlított kapaszkodók


30 cm egy. 2.600 Ft. kód: U00006098
45 cm egy. 3.000 Ft. kód: U00006099
60 cm egy. 4.600 Ft. kód: U00006100
33 cm hajl. 3.400 Ft. kód: U00006101
40 cm hajl. 4.300 Ft. kód: U00006102



Műanyag vázú, biztonsági bordázattal ellátott falí kapaszkodó.
Egyenes és 45 fokban hajlított kivitelben rendelhető.
Biztonságot nyújt a helyzetváltoztatás során a fürdőszobában, WC mellett.
Felülete csúszásgátló bordákkal van ellátva.
Lekerekített formája jól kézre áll.
Műanyag.
Maximális terhelhetőség 160 kg.

Króm, rozsdamentes egyenes falí kapaszkodó

30 cm 5.990 Ft. kód: U00006994
40 cm 7.300 Ft. kód: U00006149
50 cm 7.900 Ft. kód: U00006150
60 cm 8.500 Ft. kód: U00006151



Extra minőségű króm falí kapaszkodó (német gyártmány) csúszásgátló érdesítéssel ellátva.
Érdesített kapaszkodófelület a biztonság érdekében.
Mindkét végén 3 tiplivel rögzíthető a falba.
Maximális terhelhetőség 100 kg.
A markolatcső átmérője 3,3 cm.
A falhoz rögzítő tányér rész átmérője 7 cm.

Króm, rozsdamentes egyenes falí kapaszkodó

30 cm 7.900 Ft. kód: U00006144
40 cm 8.400 Ft. kód: U00006145
50 cm 8.900 Ft. kód: U00006146
60 cm 9.500 Ft. kód: U00006147



Extra minőségű króm falí kapaszkodó (német gyártmány) csúszásgátló bordázattal ellátva.
Dombornyomott kapaszkodófelület biztonságos kapaszkodást nyújt, meggátolja a kéz megcsúszását. Mindkét végén 3 tiplivel rögzíthető a falba.
Maximális terhelhetőség 120 kg.
A markolatcső átmérője 3 cm.
A falhoz rögzítő tányér rész átmérője 7 cm.

Króm, fürdőszobai falí kapaszkodó dombornyomott

30 cm 13.000 Ft. kód: U00006139
40 cm 14.000 Ft. kód: U00006140
50 cm 16.000 Ft. kód: U00006142
60 cm 17.000 Ft. kód: U00006143




Extra minőségű króm falí kapaszkodó (német gyártmány) csúszásgátló bordázattal ellátva.
Dombornyomott kapaszkodófelület biztonságos kapaszkodást nyújt.
Mindkét végén 3 tiplivel rögzíthető a falba.
Max. terhelhetőség: 150 kg.
A markolatcső átmérője: 3 cm
A falhoz rögzítő tányér rész átmérője: 7 cm.

Derékszögű fürdőszoba kapaszkodó 2.946 Ft. kód: B4304



Derékszögű festett kapaszkodó.
Falra szerelhető: rögzítésként 3 db csavar.
Fehéren festett.
Acél váz.
Szárhossz: vízszintes: 70 cm, függőleges: 50 cm.
OLDALISÁG: jobbos, vagy balos. A zuhanyban álló szempontjából kell meghatározni az oldaliságot: az 50 cm-es függőleges szár a falhoz közelebb áll és a használó amelyik kezével a hosszú szárat fogja olyan oldali a kapaszkodó.

T-alakú zuhanyzó kapaszkodó 3.404 Ft. kód: B4314




Falra csavarozható, fehérre festett, fém T-kapaszkodó.
Acél, festett váz.
A függőleges szár hossza: 1400 mm.
A vízszintes szár hossza: 600 mm.
Jobb/bal oldali kivitel: a zuhanytálcában álló, kiszállásra készülődő szemszögéből kell meghatározni az oldaliságot. A vízszintes szárat amelyik kezével fogja, olyan oldali a kapaszkodó.

Derékszögű, króm kapaszkodó 34.600 Ft. kód: U00007177



Acél szerkezetű, derékszögű, magas fényű, króm wc kapaszkodó.
Speciálisan kialakított bordázott kapaszkodó-markolatli felület.
A falba végenként 3 db csavarral rögzül.
Alkalmos fürdőszobai, illetve wc kapaszkodónak is.
A kép bal oldalán a balos, a jobb oldalán a jobbos kapaszkodó látható.
Szárhosszak: függőleges: 61 cm, a vízszintes szár: 46 cm.

Falí, króm fürdő- kapaszkodó 35.990 Ft. kód: U00007616



L-alakú, króm fürdőszoba kapaszkodó.
Jobb és bal kivitelben. Az oldaliságot úgy kell megállapítani, hogy a hosszú szárat függőlegesbe kell állítani. Szemben állva a kapaszkodóval, amennyiben a rövid szár balra áll balos, amennyiben a rövid szár jobbra áll, jobbos.
Hosszú szár 61 cm, rövid szár: 46 cm.
A két szár által bezárt szög: 90 fok.
Csúszásgátló hornyok mindkét szárban 3 rögzítési pont, pontonként 3-3 csavar.

Fürdető szék MEDIGO-FIX 16.500 Ft. kód: 140UK



Fix tusoló szék festett vázzal.
Tartós műanyag ülőlap.
Fehéren festett acél váz.
Fix magasságú.
Polypropilennel bevont ülőfelület, biztonságos beülésre kialakított forma.
Ülőlap 6 mm-es furatokkal ellátott a vízáteresztés érdekében.
Szélesség: 50 cm
Hossz: 51 cm.
Ülőlap szélessége: 44 cm, mélysége: 37 cm.
Ülőlap magassága a talajtól: 50 cm.
Súly: 6 kg
Terhelhetőség: 165 kg.

Fürdető szék állíth. MEDIGO-FIX 17.500 Ft. kód: 140A-UK



Állítható magasságú fix tusolósék.
Tartós műanyag ülőlap, fehérre festett acél váz.
Állítható magasságú mind a négy láb.
Polypropilennel bevont ülőfelület, biztonságos beülésre kialakított forma.
Ülőlap 6 mm-es drén csatornákkal ellátott.
Szélesség: 50 cm, hossz: 51 cm.
Ülőlap szélessége: 44 cm, mélysége: 37 cm
Ülőlap magassága a talajtól: 46-58 cm.
Súly: 6 kg
Terhelhetőség: 165 kg.

Fürdető szék MEDIGO-FIX 23.300 Ft. kód: 140AD-UK



Állítható magasságú, levehető karfájú, fix tusolósék.
Tartós műanyag ülőlap, fehérre festett acél váz.
Állítható magasságú
Kivehető karfák.
Polypropilennel bevont ülőfelület, biztonságos beülésre kialakított forma.
Ülőlap 6 mm-es drén csatornákkal ellátott.
Szélesség: 50 cm, hossz: 51 cm.
Ülőlap szélessége: 44 cm, mélysége: 37 cm, magassága a talajtól: 46-58 cm.
Súly: 6 kg
Terhelhetőség: 165 kg.



Gördíthető, fix magasságú fürdetőszék.
Erős műanyag, strapabíró bevonat, erős acélváz.
4 fékezhető, rozsdamentes kerék, kényelmes polipropilén öntött ülés.
Ülőfelületen 5x6 mm-es vízvezető furatok.
Ülés mérete: 53x50 cm.
Karfák közötti távolság: 48 cm.
Ülés magasság: 48 cm.
Önsúly: 8 kg
Max. terhelhetőség: 165 kg.



Gördíthető, állítható magasságú fürdetőszék. Tartós műanyag ülőlap.
Fehérré festett acél váz.
Állítható magasságú.
4 fékezhető görgő, kivehető karfák.
Polypropilennel bevont ülőfelület, biztonságos beülésre kialakított forma.
Ülőlapon 6 mm-es drén csatornákkal ellátott.
Szélesség: 53 cm, hossz: 50 cm.
Ülőlap szélessége: 46 cm, hossza: 51 cm
Ülőlap magassága a talajtól: 51-65 cm.
Súly: 8,5 kg
Terhelhetőség: 165 kg.



A lift ülőfelületének leengedését követően a háttámla 50 fokig hátrahajlik elektromosan. Ezzel a beteg a kádba nyakig elfektethető.

A távirányító nem süllyed a vízbe, így mindig könnyedén megtalálható.

A háttámlán kialakított fogantyúval könnyen hordozható.

A jelenleg kapható legkisebb súlyú kádlift: 9,3 kg.
Maximális terhelhetőség: 140 kg. A kád aljától 6 cm-re leengedhető. 48 cm kád belső magasságig nincs szükség magasító adapterre. A tapadókorongokon vákuum megszüntető adapter van kialakítva, így egy húzásra könnyedén elválasztható a kád aljától. Ergonómikus ülés és háttámla. A kézi irányítóba épített újratölthető elem a könnyű kezelhetőséget biztosítja. LED jelezi az akkumulátor töltésének szükségét. Könnyen tisztítható felület, egyszerűen összeszerelhető. Az ülőlap széle felhajlik leeresztéskor, illetve kihajlik egészen a kád pereméig felemeléskor. A kádból való kiszállás könnyű. Származás és összeszerelés: Németország. Ülőfelület magassága: 6-48 cm, háttámla mérete: 64x36 cm

