



MEDIGOR
www.gyogyszati.hu

MOSDÓ - WC SEGÉDESZKÖZEI

Ápolási - rehabilitációs - segédeszköz katalógus

2012

www.gyogyszati.hu

A nehezen mozgó betegek részére a már beépített mosdók és WC-k egyszerűen alakíthatóak át a katalógusban található segédeszközökkel. Ezek többsége lehetővé teszi az egészséges családtag és a mozgásban neheztett beteg számára is a mosdó és WC használatát. Egyes termékeken észrevétlen, hogy a szoba esztétikus bútorá válójában higiéniai funkcióval is ellátott. Akár a kapaszkodó, akár wc magasító, vagy más eszköz kiválasztásában elsődleges szempont legyen a biztonságosság, de fontos szempont egyben a beteg életvitelét leginkább segítő eszköz funkciója is

5 cm-es WC magasító tető nélkül kód: 12062 6.400 Ft

tetővel kód: 12063 6.500 Ft



Önsúly 12062-es: 1 kg
Önsúly: 12063-as 1,4 kg

Praktikus higiéniai kivágások a maximális kényelem érdekében. Minden standard WC-hez szerszám nélkül csatlakoztatható. Könnyen tisztítható.
Szélesség: 36 cm
Mélység: 41 cm
Magasítás mértéke: 5 cm.
Terhelhetőség: 200 kg.

10 cm-es WC magasító tető nélkül kód: 12064 5.700 Ft

tetővel kód: 12065 6.700 Ft



Súly 12064-es: 1,2 kg
Súly 12065-ös: 1,4 kg

WC magasító 10cm-es magasítással. Standard WC-re helyezhető. Két csavarral könnyen rögzíthető. Anyaga műanyag.

Elöl higiéniai nyílás.

Magasítás: 10 cm

Külső átmérő: 36 cm (sz) x 41 cm (h).
Terhelhetőség: 200 kg.

Könnyen tisztítható, a háztartásban használt tisztítószerrel.

15 cm-es WC magasító tető nélkül kód: 12066 7.220 Ft

tetővel kód: 12067 8.200 Ft



Praktikus **higiéniai kivágás** a maximális kényelem érdekében. Minden standard WC-hez szerszám nélkül csatlakoztatható. Könnyen tisztítható.
Szélesség: 36 cm, mélység: 41 cm
Magasítás mértéke: 15 cm.
Önsúly: 2 kg
Terhelhetőség: 200 kg.

WC magasító fedéllel TICCO kód: U00006525 10.200 Ft



10 cm-re magasítja a wc csészét a mozgásukban korlátozottak számára.

Elöl és hátul higiéniai kivágás.

A wc tető kivágása a könnyű fel és lehajtást teszi lehetővé.

Szerszám nélkül, oldalcsavarokkal rögzíthető.

Torzió álló, karcmentes anyagból készült.

Súlya: 1,6 kg

Terhelhetősége 190 kg

Magassága: 10 cm.

Szín: fehér.

Prémium kivitel.

WC magasító habszivacs kód: U00006125 10.900 Ft



11 cm-rel magasítja meg a WC ülökét. Az **ülőfelület szivacs borítású**. Közepesen puha anyaga miatt a műanyag ülőkéhez képest jóval kényelmesebb. Gyorsan felszerelhető, illetve eltávolítható. Felfogatása állíthatóság a különböző méretű WC-hez: 32 cm-től 40 cm-ig. Maximális terhelhetőség: 130 kg.

WC magasító kivehető karfával kód: 12027ea 16.500 Ft



Standard WC-re helyezhető.

Eltávolítható, párnázott karfával, tető nélkül.

Fixen rögzül.

Könnyen tisztítható.

Anyaga fröcsöntött műanyag. Elöl higiéniai mélyítés található.

Nagy teherbírású.

Magasítás: 13 cm

Külső szélesség: 43 cm, külső hossz: 42 cm.

Önsúly: 2,3 kg.

Terhelhetőség: 135 kg.

Karfa hossza: 22 cm.

Karfa anyaga: alumínium, párnázott könyöklővel.

WC magasító kivehető - felhajtható karfával - tetővel

kód: 500421 19.000 Ft



Felhajtható, és levehető kartámaszok által könnyebb oldalirányú mozgást tesz lehetővé. Tetős kivitel.

Terhelhetőség: 110 kg-ig.

11cm-es magasítást biztosít.

Kartámaszok közötti távolság: 56 cm, belső méret 21x25 cm.

Anyaga: polipropilén anyagok poliglass kivitel és PVC.

Rögzítés: 4db rögzítő pánntal.

Súly: 2,5 kg (fedéllel).

Tisztítás: a háztartásban használt tisztítószerrel, majd törölje szárazra.

WC magasító felhajtható karfával, állítható magassággal

kód: 500421 19.000 Ft



WC ülőke **felhajtható karfával**.

Csúszás-mentes, fehér, műanyag markolat

Elöl és hátul higiéniai kivágás.

A WC **tető könnyen felnyitható** és akár el is távolítható.

Állítható magasság (65-100-135 mm magasítás)

Könnyen tisztítható sima felület.

Maximális terhelhetőség: 150 kg.

Méret: 485x560x410 mm.

Tömeg: 5,7 kg.

Karfák közötti távolság: 480 mm.

Karfa anyaga fehér festett acél.

WC magasító állvány kód: 165UK 20.500 Ft



WC fölé helyezhető magasító állvány.

Nem szükséges a WC átalakítása.

Erős acél, műanyag bevonatú, ütésálló láb.

Állítható magasságú.

Formatervezett ülőlap **higiéniai nyílásokkal** elöl és hátul.

Kartámaszok mindkét oldalán.

Szélesség: 58 cm, hossz: 48 cm.

Magasság állítása: 40-56 cm.

Belső szélesség a kartámaszok között: 53 cm.

Súly: 5 kg

Terhelhetőség: 165 kg.

Össecsukható - hordozható szoba WC kód: 4986 7.500 Ft



Festett, fekete fém láb

Műanyag kartámasz, háttámasz és ülőke.

A vödör tartozéka fedővel együtt.

A szagmentesítés, csak a vödör eltávolításával (hátra felé történő kihúzás) és lefedésével olthat meg.

Belső szélesség: 43 cm, ülő magasság: 44 cm,

háttámla magassága: 67 cm.

Fix magasságú.

Súly: 3,5 kg, terhelhetőség: 100 kg.

Össecsukott állapotban: 67x15x54 cm.

Szoba WC fix, állítható

kód: U00007103 13 990 Ft.

**Állítható magasságú, fix szoba wc.**

Fehér festett acél váz.
Könnyen tisztítható, műanyag, levehető ülőke és fedő.
Tartozék a vödör + fedő.
A vödör az ülőke felhajtása után kivehető.
Leszállítás után összeszerelést igényel: 6 db csavarral.
Karfa csúszás- mentes műanyag, hossza: 28 cm.
Beülő szélesség: 43 cm,
Ülőke hossza: 41 cm, ülőke szélessége: 38 cm.
Ülőlap magassága állítható: 40-47 cm 5 lépésben.

Szoba WC állítható, fix BRAUN

kód: C015 14.500 Ft

**Állítható magasságú.**

Szétálló lábak.
Tökéletes stabilitás.
Barna műbőr kárpit, fekete festett fém váz.
Lábak szélessége: 53 cm, mélység: 53 cm.
Kartámaszok közötti távolság: 48 cm.
Ülőlap magassága: 54-68 cm, ülőfelület mérete: 40x40 cm.
Műanyag wc ülőke átmérője: 35 cm.
peremszélessége: 10 cm.
Háttámla magassága az ülőlaptól: 30 cm, lap mérete: 40x17 cm.
Beülő szélesség: 46 cm.
Terhelhetőség: 125 kg
Súly: 6 kg.

Fix szoba WC karfával - fedővel kód: U00005964 15.240 Ft

Fehérré festett fém váz, fehér műanyag karfa, ülőke és háttámla.
Az ülőke **fedele felhajtható.**
Felhajtását követően eltávolítható a gyűjtőtartály.
A gyűjtőtartály fedele az ülőke felhajtását követően felrakható.
Állítható magasságú: a ülőfelület magassága 41-51 cm között változtatható 5 fokozatban.
Szétszerelt állapotban szállítjuk.
Tartozékok: 2x2 láb, ülőfelületi keresztpánt, hátsó keresztpánt, WC ülőke, WC háttámla, 6 db csavar + imbusz kulcsok.

Szoba WC állítható magasságú kód: 682 16.000 Ft

Összecsukható - alumínium vázszerkezetű - alsó végein gumidugóval .
Magassága állítható: 75-85 cm.
Ülőrész magassága: 45-55 cm.
Ülőszélesség: 43 cm.
Súlya: 8 kg.

Nagy teherbírású szoba WC kód:U00006073 ár:21.000 Ft**Nagy teherbírású,130 kg-ig terhelhető.**

Állítható magasságú: 52-64 cm.
Ülőlap szélessége: 43 cm, mélysége: 44 cm.
Háttámla hossza: 36 cm.
Összsúly: 8,5 kg.
Váz: pórszórással festett antracit.
Huzat: szürke PVC.
Fedlap külön eltávolítható.
Tartozék: wc vödör.

Szoba WC gördíthető

kód: CWC001 36.800 Ft



Otthoni, kórházi, vagy ápolóotthoni használatra.
Nagy kerekei miatt beltéri transzport funkcióra is használható.
Króm váz, levehető kartámaszok, levehető háttámasz.
Bőrborít PU kárpitozás.
5 l-es vödör fedővel.
Felhajtható lábtámaszok vádlítmasszal, állítható magassággal.
4 fékező kerék.
Szélesség: 56 cm, hossz: 91 cm. Ülőlap magassága: 49 cm, szélessége: 46 cm, hossza: 40 cm.
Önsúly: 14 kg
Terhelhetőség: 160 kg.

Szoba WC kivehető karfával drive kód: C018 14.330 Ft**Állítható magasságú.**

Levehető karfák.
Székként is használható.
Párnázott ülőfelülettel.
Ferde lábak nagyobb stabilitást biztosítanak.
Higiénikus, könnyen tisztítható.
A vödör tartozék, fedővel van ellátva.
Szélesség: 53 cm, mélység 53 cm.
Magasság 50-60 cm között állítható + 2 cm fedlap.
Karfák közti távolság: 43 cm.
Ülőfelület 41x43 cm.
Tömeg 7 kg.
Terhelhetőség 120 kg.
Kárpit: barna műbőr.
Anyaga: feketére festett acél váz.

Szoba WC fix VITALIS

kód: U00006832 14.990 Ft



Fix magasságú, jól tisztítható.
Párnázott, szintetikus, csúszásmentes ülőlap és hát-támla wc-zés alatt is.
Felhajtható ülőlap, kivehető vödör fedéllel.
Az ülőlap közepére vágott higiéniai nyílás lezárható szagmentesen.
Biztosnágos széles lábak, antracit, festett fém váz.
Ülőfelület magassága: 46 cm, hossza: 40 cm.
Beülő szélesség: 45 cm.
Karfa magassága a ülőlaptól: 27 cm, karfa hossza: 30 cm.
Háttámla szélessége x magassága: 46,5x23 cm, magassága a talajtól: 86 cm.
Terhelhetőség: 120 kg.

Szoba WC állítható magasságú kód: U00006092 15 500 Ft**Összecsukható, könnyen tárolható.**

Rozsdamentes fém váz.
Terhelhetőség: 110 kg.
Állítható magasságú lábak 5 fokozatban.
Műanyag karfák: 5x36 cm.
Ülőlap mérete: 43x43 cm, beülő szélesség: 45 cm.
Ülőlap vastagsága: 2,2 cm.
Magassága a talajtól: 46-94 cm.

Nagy teherbírású szoba wc

kód: 11117N-2 25.600 Ft



Acél szerkezetű szoba wc.
Terhelhetőség 300 kg.
Összecsukható, így könnyen tárolható.
10 l-es tartály.
Festett fém váz.
Műanyag kartámaszok.
WC ülőkével és fedővel ellátott.

Gördíthető szoba WC TRS-130 kód: U00007877 28.000 Ft**Puha, kipárnázott ülőlap, kihajtható, levehető, párnázott kartámaszok.**

Kivehető háttámla.
Gördíthető rozsdamentes kerekeken, két hátsó kerék **fékezhető.** 4 állásban állítható
Felhajtható lábtámaszok.
Könnyen tisztítható.
Teljes szélesség: 56 cm, teljes hossz lábtartóval: 95 cm, lábtartó nélkül: 63 cm.
Teljes magasság: 95 cm.
Ülőlap hossza: 42,5 cm, magassága a talajtól: 50 cm, szélessége: 41,5 cm.
Kerék átmérő: 125 mm.
Maximális terhelhetőség: 130 kg.
Súly: 14,5 kg.

Gördíthető szoba WC PRÉMIUM

kód: 1684F 93.000 Ft



Otthoni, kórházi, vagy ápolóotthoni használatra.
Nagy kerekei miatt beltéri transzport funkcióra is használható.
Műanyag bevonatos acél váz, teljes szélességben lábtámasz, mely könnyen betolható, levehető.
Levehető kartámasz.
4 fékező kerék.
Szélesség: 56 cm, hossz: 56 cm.
Ülőlap méretei: 48 cm x 42 cm.
Beülő szélesség: 46 cm.
Súly: 14 kg
Terhelhetőség: 140 kg.



Vízlepergető, műanyaggal bevont acél váz.
Formázott, PU, kényelmes ülőburkolat.
Párnázott, felhajtható karfa.
4 fékezhető, bolygó kerék.
Állítható, eltávolítható műanyag lábtartó.
 Minden alkatrész rozsdamentes és újrahasonosítható.
 Szélesség: 64 cm, hossz: 54 cm, ülőmagasság: 50 cm.
 Ülőlap szélesség: 42 cm
 Beülő szélesség: 54 cm.
 Súly: 15 kg.
 Terhelhetőség: 160 kg.



Fa váz esztétikus szék textil borítással.
 A magas oldalrész biztosítja a kényelmes és biztonságos ülést, valamint a kiszálláshoz kartámaszként funkcionál.
 Vynil borítású ülő fedlap.
 Rejtett tartály, amely fogantyújával egyszerűen eltávolítható.
 Súly: 7,2 kg
 Terhelhetőség: 160 kg.
 Szélesség: 50 cm
 Hossz: 60 cm.
 Beülő szélesség: 43 cm.



Tradicionalis fonott szék, mely egyben szoba wc.
 Diszkrét kialakításával nem utal egyáltalán funkciójára.
 Vynil, eltávolítható ülőlap, felfelé kiemelhető tartály.
 Szagmentesen záródik.
 Szélesség: 67 cm, hossz: 65 cm.
 Ülőmagasság: 44 cm, ülőlap hossza: 44 cm.
 Beülő szélesség: 54 cm.
 Súly: 14 kg
 Terhelhetőség: 120 kg.




Acél váz ide érte a kerék abroncsokat.
 Fekete műbőr ülő és háttámla felület
 Összecsukható
Szoba wc-ként és kerekesszékként is egyaránt funkcionál
 A wc használatához el kell távolítani a párnázott fedlapot
 Beülő szélesség: 43 cm
 Teljes hossz lábtámaszok behajtásával: 91 cm
 Teljes szélesség: 60 cm
 Lábtartó kihajtható és felhajtható
 Vádli / sarok támasszal
 Minkét hátsó kerék fékezhető
 Terhelhetőség: 110 kg
 Súly: 23 kg




Alumínium váz, ide érte a kerék abroncsokat
 Fekete műbőr ülő és háttámla felület
Összecsukható
Szoba wc-ként és kerekesszékként is egyaránt funkcionál
A wc használatához nem kell kiszállni a székbol
 Lábtartó kihajtható és felhajtható
 Vádli / sarok támasszal
 Minkét hátsó kerék fékezhető
 Tömör első és hátsó gumik
Súly: 17 kg
 Összecsukva szélessége: 22 cm



Fürdőszobában, WC-ben használható.
Felra felhajtható.
 Segítségét nyújt leüléskor és felálláskor.
 Általában 2 kapaszkodó felszerelése ajánlott a WC két oldalára, egymástól 60 cm-es távolságban, a talajtól kb. 80 cm magasan.
 Kerekesszékes páciensek részére a könnyebb megközelíthetőség érdekében felhajtható.
 Méret: 70 cm (hosszú) x 20 cm (széles) x 10 cm (magas).
 Maximális terhelhetőség: 120 kg.



WC mellé szerelhető **oldaltámaszos kapaszkodó**: nem szükséges oldalfal a biztonságos rögzítéshez.
 Jobb és bal oldali változat kapható: a wc-ülő szémszögéből kell meghatározni. Amelyik kezével fogja a wc-ről való felálláskor, olyan oldali a kapaszkodó.
 Fehérré festett, fém, csavarokkal rögzíthető.
 Vízszintes szár hossza: 70 cm, függőleges szár hossza: 75 cm.
 Rövid, oldaltámasztó szár hossza: 26 cm.



Használat után **felhajtható**.
 Az állvány miatt a stabilitás kifejezettebb.
 Fehér festett fém kapaszkodó.
 Csavarokkal rögzül a falra.
 Méretek:
 aljzathoz rögzíthető lap 20x10 cm függőleges állvány 4,5 x 3 cm felhajtható rész hossza 70 cm felhajtható rész alsó rúdjának magassága a aljzattól: 67 cm felhajtható rész felső rúdjának magassága a aljzattól: 87 cm.



Megkönnyíti a hagyományos WC-ről való felállást az alacsony vízszintes rúd-ra való támaszkodással.
 Erős, acél váz.
 Állítható magasság.
 Kényelmes, biztonságos.
 Szélesség: 60 cm, belső szélesség a markolatok között: 48 cm.
 Marko-lat magasság: 67-82 cm.
 Maximum ülés magasság: 80 cm.
 Markolat szélessége: 5 cm, hossza: 21 cm.
 A keret teljes hossza: 44 cm.
 Anyaga: fehér festett acél. S
 úlya: 2 kg.
 Terhelhetőség: 190 kg.

Az elektromos emelővel kialakított toalett lift lehetővé teszi a wc használatát a mozgásában súlyosan nehezített számára is. A liftszerűen mozgó keret mind a felállás, mind a leülést támogatja. A segítség nélküli fel és leszállás az ápolótól független életet biztosítja. Mindazoknak ajánljuk, akik reumatikus, vagy más ide-, izom eredetű betegség miatt nehezen tudják használni a toalettet. Kifejezetten nagy segítséget jelenthet a reumatoid arthritisben, sclerosis multiplexben szenvedő, csípőprotézis beültetésén átesettek, elhízottak és szívbeteggek számára.
 A elektromos toalett lift imitálja az élettani mozgást. Teljesen álló helyzetbe képes emelni és teljes álló helyzetből képes ráülteni a toalettet. Lehetővé teszi a biztonságos, megerőltetés mentes, független wc használatot.
 A wc ülőke bármely kényelmes pozícióban megállítható. Ideális választás azoknak, akik 90 fokig nem képesek a térd, vagy csípő ízületüket behajlítani.
 Letisztult, modern és elegáns kinézet. Diszkréten beolvad bármely fürdőszoba berendezésbe. Könnyedén odailleszthető bármilyen beépített wc-hez.
 Sima felületei könnyen tisztíthatóvá teszik.
 A legalacsonyabb helyzetben az egész család használhatja. A beépített wc semmilyen részét nem szükséges a használatához eltávolítani. A vezetékes távirányítóval egyszerűen fel és le mozgatható a lift.
 Opcionálisan felhajtható karfák rendelhetőek.
 2 db tölthető, hosszú élettartalmú akkumulátorral szállítjuk.
 Súly: 17,8 kg
 Akkumulátor használati ideje: 15 h
 Akkumulátor töltését visszajelzi a távirányító.
 Teljes szélessége: 61 cm
 Lábak szélessége: 12 cm
 Lábak közötti belső távolság (a beépített wc helye): 49 cm
 Karfa magassága a láb magasság beállítás szerint: 66-72 cm
 Maximális terhelhetőség: 160 kg
 Garancia: 2 év
 Akkumulátor garancia: 1 év

Toalett lift

